

3. Inkontinenzversorgung

Beutel & Katheter

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

bio-UMAXX 2500

Fassungsvermögen 2500 ml, steril, geschlossenes Urindrainagesystem, großvolumiger knickstabiler Schlauch, mit konischem Katheterkonus für alle gängigen Katheter. Ausstattung: 1 belüftete Tropfkammer, 1 Beutelentlüftung, 1 Rücklaufsperr, 1 Urinentnahme, 1 Ablasshahn, 1 Betthalterung

1Stk.bio-UMAXX 2500-90	3522035	9,05
1Stk.bio-UMAXX 2500-110	3522012	9,18
1Stk.bio-UMAXX 2500-130	3522006	9,26

bio-UMAXX Comfort Beinbeutel,

Fassungsvermögen 500 ml, steril, Urindrainagesystem, Rückseite vliesbeschichtet für mehr Tragekomfort, bestehend aus : 1 Rücklaufsperr, 1 Ablasshahn

10Stk.bio-UMAXX Comfort 12cm,500ml	5559120	39,20
10Stk.bio-UMAXX Comfort 50cm,500ml	5559137	39,20

bio-UMAXX Comfort plus Beinbeutel,

Fassungsvermögen 500ml, steril, Urindrainagesystem, 3-Kammer-Beutel, Rückseite vliesbeschichtet für mehr Tragekomfort, bestehend aus: 1 Rücklaufsperr, 1 Ablasshahn

10Stk.bio-UMAXX Comfort 12cm+, 500ml	5559172	47,80
1Stk.bio-UMAXX Comfort 50 cm +, 500ml	5559189	4,78

bio-UMAXX Basis plus

Fassungsvermögen 2000 ml, steril, Bett-/Sekretbeutel mit Bodenablass, bestehend aus: 1 Rücklaufsperr, 1 Ablasshahn

100Stk.bio-UMAXX 90 Basic Plus steril	5559574	277,00
---------------------------------------	---------	--------

bio-UMAXX Silikon-Foley-Katheter

2 Wege-Ballon-Katheter, steril, latexfrei, mit Röntgenkontraststreifen, besteht aus durchsichtigem Silikonelastomer

	10Stk.Silikon-Katheter 6 Fr/CH 1,5 ml	5554967	239,50
	10Stk.Silikon-Katheter 8 Fr/CH 3 ml	5554996	222,50
	10Stk.Silikon-Katheter 10 Fr/CH 3 ml	5555010	222,50
5- 10 ml Ballon	10Stk.Silikon-Katheter 12 Fr/CH, 5-10ml	5555027	205,70
	10Stk.Silikon-Katheter 14 Fr/CH, 5-10ml	5555033	205,70
	10Stk.Silikon-Katheter 16 Fr/CH, 5-10ml	5555056	205,70
	1Stk.Silikon-Katheter 18 Fr/CH, 5-10ml	5555062	20,57
	1Stk.Silikon-Katheter 20 Fr/CH, 5-10ml	5555079	20,57
	1Stk.Silikon-Katheter 22 Fr/CH, 5-10ml	5555122	20,57
	1Stk.Silikon-Katheter 24 Fr/CH, 5-10ml	5555139	20,57

3. Inkontinenzversorgung

Urinalkondome & Katheterset

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

Rochester Urinalkondom "Ultraflex"

selbsthaftendes Urinalkondom aus Silikon, latexfrei

30Stk.Ultraflex 25 mm Small	0671243	79,50
30Stk.Ultraflex 29 mm Medium	0671266	79,50
30Stk.Ultraflex 32 mm Intermed	0671361	79,50
1Stk.Ultraflex 36 mm Large steril	0671378	2,65
30Stk.Ultraflex 41 mm X-Large	0671384	79,50

Rochester Urinalkondom "Pop-On"

selbsthaftendes Urinalkondom aus Silikon, latexfrei, für den retrahierten Penis

30Stk.POP-ON 25 mm Small	0671390	82,50
30Stk.POP-ON 29 mm Medium	0671421	82,50
30Stk.POP-ON 32 mm Intermed	0671639	82,50
30Stk.POP-ON 36 mm Large	0671645	82,50
30Stk.POP-ON 41 mm X-Large	0671651	82,50

Katheterset 1

Apothekenfrei, steril, Inhalt: 1 Plastikschaale, 2-teilig, weiß, graduiert; 4 Slinggazetupfer; 4 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach; 1 Pinzette, blau, 1 E-Spritze 10 ml, Luer, 2-teilig; 1 steriles Wasser mit 10% Glycerin Gemisch in einer E-Spritze, Luer, 2-teilig; 1 Schlitz-Lochtuch 60 x 60 cm; 2 Latex-Handschuhe, large, ungepudert; verpackt in 1 Unterlage wasserfest, 60 x 60 cm; 1 Tiefziehpackung; beige: 1 Stück Octenisept, 15 ml, 1 Stück Gleitmittel in Spritze, 10 ml

50Stk.Katheterset 1 steril	2144826	538,50
----------------------------	---------	--------

Weitere Produkte und Größen von **bioCare** sind auf Anfrage erhältlich!