

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Inkontinenzversorgung/Einmalkatheter für den interm. Selbstkatheterismus

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### SpeediCath Compact, Nelaton, Männer

SpeediCath Compact ist nicht einmal halb so groß wie ein Standard-Katheter und damit unauffälliger im Gebrauch, bei der Lagerung und bei der Entsorgung. Dank des innovativen Designs kann der Katheter ohne Berührung der beschichteten Oberfläche eingeführt werden. Für mehr Komfort ist SpeediCath Compact sofort gebrauchsfertig und hat eine besonders gleitfähige Oberfläche sowie abgerundete Augen. Der ideale Katheter für zu Hause und unterwegs. PVC- und phthalatfrei. Schlauchlänge 34 cm  
 HMV-Nr.: 15.25.14.7050

12-18 CH,	30 Stück SpeediCath Compact	6905021	80,70
-----------	-----------------------------	---------	-------

##### SpeediCath Compact, Nelaton, Frauen

Diskreter, beschichteter, PVC-freier Einmalkatheter mit Teleskopprinzip und gerader Spitze speziell für den intermittierenden Selbstkatheterismus der Frau. Jederzeit gebrauchsfertig durch Einbettung in eine sterile Flüssigkeit. Mit beschichteten Katheteraugen. Leichte und sichere Handhabung durch die Kürze des Katheters und den integrierten Griff.  
 Schlauchlänge 7 cm

HMV-Nr.: 15.25.14.7039, 6 CH	30 Stück SpeediCath Compact	5004209	80,70
HMV-Nr.: 15.25.14.7004, 8 CH	30 Stück SpeediCath Compact	4244816	80,70
HMV-Nr.: 15.25.14.7004, 10 CH	30 Stück SpeediCath Compact	4244822	80,70
HMV-Nr.: 15.25.14.7004, 12 CH	30 Stück SpeediCath Compact	4244986	80,70
HMV-Nr.: 15.25.14.7004, 14 CH	30 Stück SpeediCath Compact	4245017	80,70

##### SpeediCath Compact Plus, Nelaton, Frauen

Diskreter, beschichteter, PVC-freier Einmalkatheter mit Teleskopprinzip und gerader Spitze speziell für den intermittierenden Selbstkatheterismus der Frau. Jederzeit gebrauchsfertig durch Einbettung in eine sterile Flüssigkeit. Mit beschichteten Katheteraugen. Leichte und sichere Handhabung durch die Kürze des Katheters und den integrierten Griff  
 HMV-Nr.: 15.25.14.7044

10 CH	30 Stück SpeediCath Compact Plus	5531498	80,70
12 CH	30 Stück SpeediCath Compact Plus	5531506	80,70
14 CH	30 Stück SpeediCath Compact Plus	5531512	80,70

##### SpeediBag Compact Plus

Urinbeutel für den Einmalgebrauch, passend zu dem Katheter SpeediCath Compact. Fassungsvermögen 700 ml, Rücklaufsperrung in Form eines Lippenventils im Beutelhals  
 HMV-Nr.: 15.25.14.7044

	30 Stück SpeediBag	3723957	15,06
--	--------------------	---------	-------

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Inkontinenzversorgung/Einmalkatheter für den interm. Selbstkatheterismus

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### SpeediCath Compact Konnektor

Konnektor aus 100% Silikon. Zum Anschluss eines Urinbeutels an SpeediCath Compact Einmalkatheter. Für alle CH-Größen passend.  
HMV-Nr.: 15.99.99.003

	30 Stück SpeediCath Comp. Konnektor	0833007	16,50
--	-------------------------------------	---------	-------

##### SpeediCath Control

Einmalkatheter mit speziellem Fokus auf eine einfache Handhabung und mehr Kontrolle bei der Einführung. Gleichmäßige hydrophile Beschichtung. PVC-frei, gebrauchsfertig in steriler Kochsalzlösung  
HMV-Nr.: 15.25.14.7038

12 CH	30 Stück SpeediCath Control	5026062	80,70
-------	-----------------------------	---------	-------

##### SpeediCath Complete, Nelaton Männer

Beschichteter, PVC-freier Einmalkatheter mit gerader Spitze, Einführhilfe und angeschlossenem Beutel für den intermittierenden Selbstkatheterismus. Jederzeit gebrauchsfertig durch seine Einbettung in eine sterile Flüssigkeit. Mit vollständig beschichteten Katheteraugen  
Volumen 1.000 ml  
HMV-Nr.: 15.25.14.9019

10 CH	20 Stück SpeediCath Complete	2065067	94,40
12 CH	20 Stück SpeediCath Complete	2065073	94,40
14 CH	20 Stück SpeediCath Complete	2065096	94,40

##### SpeediCath, Nelaton Männer

Beschichteter, PVC-freier Einmalkatheter mit gerader Spitze für den intermittierenden Selbstkatheterismus. Jederzeit gebrauchsfertig durch seine Einbettung in eine sterile Flüssigkeit. Mit vollständig beschichteten Katheteraugen und Öffnungshilfe  
Schlauchlänge 40 cm  
HMV-Nr.: 15.25.14.7009

8 CH	30 Stück SpeediCath	1808566	80,70
10 CH	30 Stück SpeediCath	1399694	80,70
12 CH	30 Stück SpeediCath	1399613	80,70
14 CH	30 Stück SpeediCath	1399435	80,70
16 CH	30 Stück SpeediCath	1808543	80,70
18 CH	30 Stück SpeediCath	1808572	80,70

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Inkontinenzversorgung/Einmalkatheter für den interm. Selbstkatheterismus

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.: PZN AEP €

##### SpeediCath, Nelaton Frauen

Beschichteter, PVC-freier Einmalkatheter mit gerader Spitze für den intermittierenden Selbstkatheterismus der Frau. Jederzeit gebrauchsfertig durch seine Einbettung in eine sterile Flüssigkeit. Mit vollständig beschichteten Katheteraugen und Öffnungshilfe.

Schlauchlänge 20 cm

HMV-Nr.: 15.25.14.7001

6 CH	30 Stück SpeediCath	4104742	80,70
8 CH	30 Stück SpeediCath	1808721	80,70
10 CH	30 Stück SpeediCath	1399725	80,70
12 CH	30 Stück SpeediCath	1399665	80,70
14 CH	30 Stück SpeediCath	1399582	80,70
16 CH	30 Stück SpeediCath	1808738	80,70

##### SpeediCath, Nelaton, Kinder und Jugendliche

Beschichteter, PVC-freier Einmalkatheter mit gerader Spitze für den intermittierenden Selbstkatheterismus bei Kindern und Jugendlichen. Jederzeit gebrauchsfertig durch seine Einbettung in eine sterile Flüssigkeit. Mit vollständig beschichteten Katheteraugen und Öffnungshilfe.

HMV-Nr. 15.25.14.7022, 20 cm, 6 CH	30 Stück SpeediCath	4104765	80,70
HMV-Nr. 15.25.14.7022, 20 cm, 8 CH	30 Stück SpeediCath	1808678	80,70
HMV-Nr. 15.25.14.7022, 20 cm, 10 CH	30 Stück SpeediCath	1808684	80,70
HMV-Nr. 15.25.14.7023, 30 cm, 6 CH	30 Stück SpeediCath	4104759	80,70
HMV-Nr. 15.25.14.7023, 30 cm, 8 CH	30 Stück SpeediCath	1808589	80,70
HMV-Nr. 15.25.14.7023, 30 cm, 10 CH	30 Stück SpeediCath	1808626	80,70
HMV-Nr. 15.25.14.7023, 30 cm, 12 CH	30 Stück SpeediCath	1808655	80,70

##### SpeediCath, Tiemann, Männer

Beschichteter, PVC-freier Einmalkatheter mit gebogener Spitze für den intermittierenden Selbstkatheterismus.

Jederzeit gebrauchsfertig durch seine Einbettung in eine sterile Flüssigkeit. Mit vollständig beschichteten Katheteraugen und Öffnungshilfe.

Schlauchlänge 40 cm

HMV-Nr.: 15.25.14.7010

10 CH	30 Stück SpeediCath	1840920	86,10
12 CH	30 Stück SpeediCath	1840937	86,10
14 CH	30 Stück SpeediCath	1840943	86,10

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Inkontinenzversorgung/Einmalkatheter für den interm. Selbstkatheterismus

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### EasiCath, Nelaton, Frauen

Beschichteter, latexfreier Einmalkatheter mit gerader Spitze für den intermittierenden Selbstkatheterismus der Frau. Mit weich abgerundeten Katheteraugen und 100 %iger Beschichtung. Enthält Phthalate: DEHP; DBP (unter 0,1%).

Schlauchlänge 20 cm

HMV-Nr.: 15.25.14.6026

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	AEP €
8 CH	25 Stück EasiCath	0598931	51,25
10 CH	25 Stück EasiCath	0598954	51,25
12 CH	25 Stück EasiCath	0599008	51,25
14 CH	25 Stück EasiCath	0599037	51,25
16 CH	25 Stück EasiCath	0599066	51,25

##### EasiCath, Nelaton, Männer

Beschichteter, latexfreier Einmalkatheter mit gerader Spitze für den intermittierenden Selbstkatheterismus. Mit weich abgerundeten Katheteraugen und 100 %iger Beschichtung. Enthält Phthalate: DEHP; DBP (unter 0,1%).

Schlauchlänge 40 cm

HMV-Nr.: 15.25.14.6028

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	AEP €
8 CH	25 Stück EasiCath	0598724	51,25
10 CH	25 Stück EasiCath	0598730	51,25
12 CH	25 Stück EasiCath	0598747	51,25
14 CH	25 Stück EasiCath	0598753	51,25
16 CH	25 Stück EasiCath	0598782	51,25
18 CH	25 Stück EasiCath	0598807	51,25
20 CH	25 Stück EasiCath	0598836	51,25
22 CH	25 Stück EasiCath	0598919	51,25

##### EasiCath, Nelaton, Kinder und Jugendliche

Beschichteter, latexfreier Einmalkatheter mit gerader Spitze für den intermittierenden Selbstkatheterismus bei Kindern und Jugendlichen. Mit weich abgerundeten Katheteraugen und 100 %iger Beschichtung.

Enthält Phthalate: DEHP; DBP (unter 0,1%)

HMV-Nr.	Bezeichnung	PZN	AEP €
15.25.14.6029, 20 cm, 8 CH	25 Stück EasiCath	0599103	51,25
15.25.14.6029, 20 cm, 10 CH	25 Stück EasiCath	0599126	51,25
15.25.14.6030, 30 cm, 8 CH	25 Stück EasiCath	0599149	51,25
15.25.14.6030, 30 cm, 10 CH	25 Stück EasiCath	0599155	51,25
15.25.14.6030, 30 cm, 12 CH	25 Stück EasiCath	0599161	51,25

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Inkontinenzversorgung/Einmalkatheter für den interm. Selbstkatheterismus

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### EasiCath, Tiemann, Männer

Beschichteter, latexfreier Einmalkatheter mit gebogener Spitze für den intermittierenden Selbstkatheterismus. Mit weich abgerundeten Katheteraugen und 100 %iger Beschichtung. Enthält Phthalate: DEHP; DBP (unter 0,1%)  
Schlauchlänge 40 cm  
HMV-Nr.: 15.25.14.6027

12 CH	25 Stück EasiCath	0598635	52,83
14 CH	25 Stück EasiCath	0598641	52,83
16 CH	25 Stück EasiCath	0598670	52,83
18 CH	25 Stück EasiCath	0598718	52,83

##### EasiCath Set, Nelaton, Frauen

Geschlossenes System für den intermittierenden Selbstkatheterismus der Frau. Im Beutel: beschichteter, latexfreier Einmalkatheter mit gerader Spitze und Ampulle mit steriler Kochsalzlösung. Leichte Handhabung durch praktischen Haltegriff. Enthält Phthalate: DEHP; DBP (unter 0,1%)  
Schlauchlänge 20 cm, Volumen 700 ml  
HMV-Nr.: 15.25.14.9001

8 CH	20 Stück EasiCath Set	0599238	94,40
10 CH	20 Stück EasiCath Set	0599250	94,40
12 CH	20 Stück EasiCath Set	0599273	94,40
14 CH	20 Stück EasiCath Set	0599304	94,40
16 CH	20 Stück EasiCath Set	0599310	94,40

##### EasiCath Set, Nelaton, Männer

Geschlossenes System für den intermittierenden Selbstkatheterismus. Im Beutel: beschichteter, latexfreier Einmalkatheter mit gerader Spitze und Ampulle mit steriler Kochsalzlösung. Leichte Handhabung durch praktischen Haltegriff. Enthält Phthalate: DEHP; DBP (unter 0,1%)  
Schlauchlänge 40 cm, Volumen 700 ml  
HMV-Nr.: 15.25.14.9003

8 CH	20 Stück EasiCath Set	0599178	94,40
10 CH	20 Stück EasiCath Set	0599184	94,40
12 CH	20 Stück EasiCath Set	0599190	94,40
14 CH	20 Stück EasiCath Set	0599209	94,40
16 CH	20 Stück EasiCath Set	0599215	94,40
18 CH	20 Stück EasiCath Set	0599221	94,40

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Inkontinenzversorgung/Einmalkatheter für den intern. Selbstkatheterismus

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### **EasiCath Set, Nelaton, Frauen + Männer**

Geschlossenes System für den intermittierenden Selbstkatheterismus. Im Beutel: beschichteter, latexfreier Einmalkatheter mit gerader Spitze und Ampulle mit steriler Kochsalzlösung. Leichte Handhabung durch praktischen Haltegriff. Enthält Phthalate: DEHP; DBP (unter 0,1%)  
Schlauchlänge 40 cm, Volumen 1200 ml  
HMV-Nr.: 15.25.14.9008

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	AEP €
CH 10	20 Stück EasiCath Set	1302826	104,30
12 CH	20 Stück EasiCath Set	1302803	104,30
14 CH	20 Stück EasiCath Set	1302795	104,30
16 CH	20 Stück EasiCath Set	1302789	104,30

##### **EasiCath Set, Nelaton, Kinder**

Geschlossenes System für den intermittierenden Selbstkatheterismus. Im Beutel: beschichteter, latexfreier Einmalkatheter mit gerader Spitze und Ampulle mit steriler Kochsalzlösung. Leichte Handhabung durch praktischen Haltegriff. Enthält Phthalate: DEHP; DBP (unter 0,1%)  
Schlauchlänge: 20 cm, Volumen 700 ml  
HMV-Nr.: 15.25.14.9002

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	AEP €
6 CH	20 Stück EasiCath Set	0599327	94,40
8 CH	20 Stück EasiCath Set	0599333	94,40
10 CH	20 Stück EasiCath Set	0599356	94,40

##### **EasiCath Set, Tiemann, Männer**

Geschlossenes System für den intermittierenden Selbstkatheterismus. Im Beutel: beschichteter, latexfreier Einmalkatheter mit gebogener Spitze und Ampulle mit steriler Kochsalzlösung. Leichte Handhabung durch praktischen Haltegriff. Enthält Phthalate: DEHP; DBP (unter 0,1%).  
Schlauchlänge 40 cm, Volumen 700 ml  
HMV-Nr.: 15.25.14.9009

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	AEP €
10 CH	20 Stück EasiCath Set	1586640	94,40
12 CH	20 Stück EasiCath Set	1586485	94,40
14 CH	20 Stück EasiCath Set	1586462	94,40
16 CH	20 Stück EasiCath Set	1586456	94,40

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Inkontinenzversorgung/Einmalkatheter für den interm. Selbstkatheterismus/Kondom-Urin.

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### Self-Cath, Hydrogel, Nelaton

Latexfreier Einmalkatheter mit gerader Spitze für den intermittierenden Selbstkatheterismus. Hydrogelbeschichtet mit Einführhilfe und Schutzhülle zur Verlängerung und Saugnapf zur Befestigung an der Toilette. Enthält Phthalat: DEHP

Schlauchlänge 45 cm

HMV-Nr.: 15.25.14.7024

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	AEP €
10 CH	50 Stück Self-Cath	4529944	140,00
12 CH	50 Stück Self-Cath	4529950	140,00
14 CH	50 Stück Self-Cath	4529967	140,00
16 CH	50 Stück Self-Cath	4529973	140,00

##### Self-Cath, CS, Nelaton

Geschlossenes System für den intermittierenden Selbstkatheterismus. Im Beutel: latexfreier Einmalkatheter mit gerader Spitze, mit Gleitgel und Einführhilfe. Enthält Phthalat: DEHP

Schlauchlänge 39 cm, Volumen 1200 ml

HMV-Nr.: 15.25.14.8031

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	AEP €
8 CH	50 Stück Self-Cath	0326291	236,00
10 CH	50 Stück Self-Cath	0326351	236,00
12 CH	50 Stück Self-Cath	0326434	236,00
14 CH	50 Stück Self-Cath	0326492	236,00
16 CH	50 Stück Self-Cath	0326575	236,00

##### Conveen Optima

Kondom-Urinal aus Silikon zur Urinableitung für Männer in der praktischen Compact-Box. Selbstklebend, mit doppeltem Abrollstreifen, sowie Ziehharmonika-Knickschutz. Einfacher Beutelanschluss durch verstärkten Ring am Ende des Abflusstutzens.

HMV-Nr.: 15.25.04.7019

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	AEP €
25 mm, Schlauchlänge 8 cm	30 Stück Conveen Optima	2294313	69,30
30 mm, Schlauchlänge 8 cm	30 Stück Conveen Optima	2294342	69,30
35 mm, Schlauchlänge 8 cm	30 Stück Conveen Optima	2294365	69,30
40 mm, Schlauchlänge 8 cm	30 Stück Conveen Optima	2294388	69,30
21 mm, Schlauchlänge 5 cm	30 Stück Conveen Optima	2326622	69,30
25 mm, Schlauchlänge 5 cm	30 Stück Conveen Optima	2326645	69,30
30 mm, Schlauchlänge 5 cm	30 Stück Conveen Optima	2326651	69,30
35 mm, Schlauchlänge 5 cm	30 Stück Conveen Optima	2334337	69,30

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Kondom-Urinale

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### Conveen latexfreies Kondom-Urinal selbsthaftend

Latexfreies Kondom-Urinal zur Urinableitung für Männer. Mit integrierter Haftfläche, Applikator und Abrollstreifen sowie Ziehharmonika-Knickschutz. Einfacher Beutelanschluss durch verstärkten Ring am Ende des Abflusstutzens. Mit Farb-Code-System zur Größenidentifizierung in praktischer Fensterverpackung. Beim ultrakurzen Kondom-Urinal beginnt die Haftfläche unterhalb des Knick-schutzes. Eine spezielle Kappe schützt dabei die Klebefläche

HMV-Nr. 15.25.04.7012, 21 mm	30 Stück Conveen selbsthaft.	8523996	69,16
HMV-Nr. 15.25.04.7012, 25 mm	30 Stück Conveen selbsthaft.	8523973	69,16
HMV-Nr. 15.25.04.7012, 30 mm	30 Stück Conveen selbsthaft.	8523967	69,16
HMV-Nr. 15.25.04.7012, 35 mm	30 Stück Conveen selbsthaft.	8523950	69,16
HMV-Nr. 15.25.04.7012, 40 mm	30 Stück Conveen selbsthaft.	8523944	69,16
HMV-Nr. 15.25.04.7014, 21 mm	30 Stück Conveen selbsthaft.	1247240	69,16
HMV-Nr. 15.25.04.7014, 25 mm	30 Stück Conveen selbsthaft.	1247257	69,16
HMV-Nr. 15.25.04.7014, 30 mm	30 Stück Conveen selbsthaft.	1247263	69,16
HMV-Nr. 15.25.04.7014, 35 mm	30 Stück Conveen selbsthaft.	1247286	69,16

##### Conveen latexfreies Kondom-Urinal mit Haftstreifen

Latexfreies Kondom-Urinal zur Urinableitung für Männer. Mit hautfreundlichem, elastischem Befestigungsstreifen aus CURAGARD zur individuellen Fixierung. Kondom-Urinal mit Ziehharmonika-Knickschutz. Einfacher Beutelanschluss durch verstärkten Ring am Ende des Abflusstutzens. Farb-Code-System auf der Verpackung. HMV-Nr.: 15.25.04.7013

21 mm	30 Stück Conveen mit Haftstreifen	8524056	65,56
25 mm	30 Stück Conveen mit Haftstreifen	8524033	65,56
30 mm	30 Stück Conveen mit Haftstreifen	8524027	65,56
35 mm	30 Stück Conveen mit Haftstreifen	8524010	65,56
40 mm	30 Stück Conveen mit Haftstreifen	8524004	65,56

##### Conveen Kondom-Urinal selbsthaftend

Kondom-Urinal aus Latex zur Urinableitung für Männer. Mit integrierter Haftfläche, Applikator und Abrollstreifen. Farb-Code-System auf der Verpackung. HMV-Nr.: 15.25.04.5014

20 mm	30 Stück Conveen selbsthaftend	8527215	65,56
25 mm	30 Stück Conveen selbsthaftend	3519866	65,56
30 mm	30 Stück Conveen selbsthaftend	3520390	65,56
35 mm	30 Stück Conveen selbsthaftend	3520409	65,56
40 mm	30 Stück Conveen selbsthaftend	8527209	65,56

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Kondom-Urinal

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

#### Conveen Kondom-Urinal mit Haftstreifen

Kondom-Urinal aus Latex zur Urinableitung für Männer. Mit hautfreundlichem, elastischem Befestigungsstreifen aus CURAGARD zur individuellen Fixierung. Farb-Code-System auf der Verpackung.  
HMV-Nr.: 15.25.04.5013

Größe	Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.	PZN	AEP €
20 mm	30 Stück Conveen mit Haftstreifen	2298943	59,38
25 mm	30 Stück Conveen mit Haftstreifen	2298966	59,38
30 mm	30 Stück Conveen mit Haftstreifen	2298972	59,38
35 mm	30 Stück Conveen mit Haftstreifen	2298989	59,38
40 mm	30 Stück Conveen mit Haftstreifen	3550020	59,38

#### Freedom Clear Advantage

Urinal-Kondom, selbstklebend, 4 cm Klebefläche, 100 % Silikon, Knickschutz, ohne Rand, mit Aloe Vera Hautschutz in der Klebefläche.  
HMV-Nr.: 15.25.04.7004

Größe	Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.	PZN	AEP €
23 mm, 8 small	30 Stück Freedom Clear Advantage	2745661	69,30
28 mm, 8 medium	30 Stück Freedom Clear Advantage	2745678	69,30
31 mm, 8 intermediate	30 Stück Freedom Clear Advantage	2745684	69,30
35 mm, 8 large	30 Stück Freedom Clear Advantage	2745690	69,30
40 mm, 8 x-large	30 Stück Freedom Clear Advantage	2745709	69,30

#### Freedom Clear SS

Urinal-Kondom, selbstklebend, 100 % Silikon, Knickschutz, ohne Rand, extra kurz mit 4 cm Klebefläche  
HMV-Nr.: 15.25.04.7005

Größe	Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.	PZN	AEP €
23 mm, 5 small	30 Stück Freedom Clear SS	2745767	69,30
28 mm, 5 medium	30 Stück Freedom Clear SS	2745773	69,30
31 mm, 5 intermediate	30 Stück Freedom Clear SS	2745796	69,30
35 mm, 5 large	30 Stück Freedom Clear SS	2745804	69,30
40 mm, 5 x-large	30 Stück Freedom Clear SS	2745810	69,30

#### Freedom Clear LS

Urinal-Kondom, selbstklebend, 100 % Silikon, Knickschutz, ohne Rand, mit extra langer (6 cm) Klebefläche  
HMV-Nr.: 15.25.04.7003

Größe	Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.	PZN	AEP €
28 mm, 8 medium	30 Stück Freedom Clear LS	2745721	69,30
35 mm, 8 large	30 Stück Freedom Clear LS	2745744	69,30
40 mm, 8 x-large	30 Stück Freedom Clear LS	2745750	69,30

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Katheter zur Urindauerableitung

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### Urocare Silikon Ballonkatheter, Nelaton

Transurethraler Dauerkatheter, Nelaton-Spitze, 100 % Silikon, Ballongröße 10 ml und 30 ml, Liegedauer bis 30 Tage, Füllmedium 10 %ige sterile Glycerinlösung. Schlauchlänge 42 cm, Volumen 10 ml  
HMV-Nr.: 15.25.15.6088

12 CH	10 Stück Urocare Silikonkath.	1323403	179,50
14 CH	10 Stück Urocare Silikonkath.	1323449	179,50
16 CH	10 Stück Urocare Silikonkath.	1323461	179,50
18 CH	10 Stück Urocare Silikonkath.	1323484	179,50
20 CH	10 Stück Urocare Silikonkath.	1323509	179,50
22 CH	10 Stück Urocare Silikonkath.	1323521	179,50

##### Urocare Silikon Ballonkatheter, Nelaton, Kinder

Transurethraler Kinder-Dauerkatheter, Nelaton- Spitze, 100 % Silikon, Ballongröße 1,5 ml und 3 ml mit Mandrin, Liegedauer bis 30 Tage, Füllmedium 10 %ige sterile Glycerinlösung. Schlauchlänge 33 cm, Volumen 3 ml  
HMV-Nr.: 15.25.15.6079

8 CH	10 Stück Urocare Silikonkath.	1323372	189,50
10 CH	10 Stück Urocare Silikonkath.	1323389	189,50

##### Urocare Silikon Ballonkatheter, Tiemann

Transurethraler Dauerkatheter, Tiemann-Spitze, 100 % Silikon, Ballongröße 3 ml und 10 ml, Liegedauer bis 30 Tage, Füllmedium 10 %ige sterile Glycerinlösung. Schlauchlänge 42 cm, Volumen 10 ml  
HMV-Nr.: 15.25.15.6090

14 CH	10 Stück Urocare Silikonkath. Tiemann	1323886	189,50
16 CH	10 Stück Urocare Silikonkath. Tiemann	1323900	189,50
18 CH	10 Stück Urocare Silikonkath. Tiemann	1323923	189,50
20 CH	10 Stück Urocare Silikonkath. Tiemann	1323952	189,50

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Beinbeutel unsteril für Kondom-Urinalen

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### Conveen Beinbeutel, Oberschenkel

Passend zu Conveen und Freedom Clear Kondom-Urinalen, SpeediCath und EasiCath Einmalkathetern. Kammer-System bei 500 ml. Eine Seite vliesbeschichtet. Anti-Reflux-System, Klappverschluss. Flexibler Schlauch, der an drei Stellen kürzbar ist. Schlauchlänge 30 cm

HMV-Nr.: 15.25.05.1064, Volumen 350 ml	10 Stück Conveen Beinbtl. Oberschenkel	8711189	24,20
HMV-Nr.: 15.25.05.1044, Volumen 500 ml	10 Stück Conveen Beinbtl. Oberschenkel	4585084	24,20
HMV-Nr.: 15.25.05.1064, Volumen 750 ml	10 Stück Conveen Beinbtl. Oberschenkel	8711203	24,20

##### Conveen Beinbeutel, Unterschenkel

Passend zu Conveen und Freedom Clear Kondom-Urinalen, SpeediCath und EasiCath Einmalkathetern. Kammer-System bei 500 ml. Eine Seite vliesbeschichtet. Anti-Reflux-System, Klappverschluss. Flexibler Schlauch, der an sieben Stellen kürzbar ist. Schlauchlänge 50 cm

HMV-Nr.: 15.25.05.1064, Volumen 350 ml	10 Stück Conveen Beinbtl. Oberschenkel	8711195	24,20
HMV-Nr.: 15.25.05.1044, Volumen 500 ml	10 Stück Conveen Beinbtl. Oberschenkel	4585078	24,20
HMV-Nr.: 15.25.05.1064, Volumen 750 ml	10 Stück Conveen Beinbtl. Oberschenkel	8711226	24,20

##### Moveen Kniebeutel, linkes Bein

Passend zu Conveen und Freedom Clear Kondom-Urinalen, SpeediCath und EasiCath Einmalkathetern. Anatomische Form, hohes Fassungsvermögen. Flexibler Schlauch, individuell kürzbar. Kammer-System für gleichmäßige, geräuscharme Verteilung des Urins. Eine Seite vliesbeschichtet, Rückflusssperre, Doppelsicherheitsverschluss. PVC-frei. Schlauchlänge 50 cm, Volumen 1500 ml  
HMV-Nr.: 15.25.05.5012

10 Stück Moveen Kniebtl. linkes Bein	0587399	40,69
--------------------------------------	---------	-------

##### Moveen Unterschenkelbeutel

Passend zu Conveen und Freedom Clear Kondom-Urinalen, SpeediCath und EasiCath Einmalkathetern. Flexibler Schlauch, individuell kürzbar (nur bei unsterilen Produkten). Kammer-System für gleichmäßige, geräuscharme Verteilung des Urins. Eine Seite vliesbeschichtet, Rückflusssperre, Doppelsicherheitsverschluss. PVC-frei.

HMV-Nr.: 15.25.05.1066, 25 cm, Volumen 350 ml	10 Stück Moveen Unterschenkelbtl.	0587324	31,31
HMV-Nr.: 15.25.05.3038, 25 cm, Volumen 500 ml	10 Stück Moveen Unterschenkelbtl.	0587301	31,31
HMV-Nr.: 15.25.05.3038, 25 cm, Volumen 750 ml	10 Stück Moveen Unterschenkelbtl.	0593460	31,31
HMV-Nr.: 15.25.05.3038, 50 cm, Volumen 350 ml	10 Stück Moveen Unterschenkelbtl.	0587318	31,31
HMV-Nr.: 15.25.05.3038, 50 cm, Volumen 500 ml	10 Stück Moveen Unterschenkelbtl.	0587293	31,31
HMV-Nr.: 15.25.05.3038, 50 cm, Volumen 750 ml	10 Stück Moveen Unterschenkelbtl.	0593477	31,31

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Beinbeutel steril für Dauerkatheter

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### Freedom Triform 750

Dreikammer-Beinbeutel, steril, anatomisch angepasst, mit Lippenventil, nadelfreier Probenentnahmestelle, für interne Harnableitung. Enthält Phthalat: DEHP

Volumen 750 ml

HMV-Nr.: 15.25.05.3003, 6 cm	10 Stück Freedom Triform 750	4177646	35,70
HMV-Nr.: 15.25.05.3053, 60 cm	10 Stück Freedom Triform 750	3838442	35,70

##### Freedom Triform 500

Dreikammer-Beinbeutel, steril, anatomisch angepasst, mit Lippenventil, nadelfreier Probenentnahmestelle, für interne Harnableitung. Enthält Phthalat: DEHP

Volumen 500 ml

HMV-Nr.: 15.25.05.3032, 6 cm	10 Stück Freedom Triform 500	4177600	35,70
HMV-Nr.: 15.25.05.3032, 10 cm	10 Stück Freedom Triform 500	4177617	35,70
HMV-Nr.: 15.25.05.3032, 30 cm	10 Stück Freedom Triform 500	4177623	35,70
HMV-Nr.: 15.25.05.3053, 30 cm	10 Stück Freedom Triform 500	3838436	35,70

##### Freedom Triform 350

Dreikammer Kinder-Beinbeutel, steril, anatomisch angepasst, mit Lippenventil, nadelfreier Probenentnahmestelle, für interne Harnableitung zur Oberschenkelversorgung. Enthält Phthalat: DEHP

Schlauchlänge 6 cm, Volumen 350 ml

HMV-Nr.: 15.25.05.4001

	10 Stück Freedom Triform 350	3933637	36,50
--	------------------------------	---------	-------

##### Freedom Teddy-Bär Beinbeutel 120V

Kinder-Beinbeutel steril, mit Lippenventil, Teddy-Bär-Aufdruck, für interne Harnableitung. Enthält Phthalat: DEHP

Schlauchlänge 6 cm, Volumen 120

HMV-Nr.: 15.25.05.4000

	10 Stück Teddy-Bär Beinbtl.	4177712	36,50
--	-----------------------------	---------	-------

##### Conveen Mehrkammer-Beinbeutel

Passend zu Conveen und Freedom Clear Kondom-Urinalen, SpeediCath und EasiCath Einmalkathetern. Zehnkammer-System für gleichmäßige, geräuscharme Verteilung des Urins. Eine Seite vliesbeschichtet, Anti-Reflux-System, Klappverschluss. Einzeln steril verpackt.

Volumen 600 ml

HMV-Nr.: 15.25.05.3033, Volumen 600 ml, 5 cm	10 Stück Conveen Mehrkammer-Beinbtl.	7589958	35,70
HMV-Nr.: 15.25.05.3006, Volumen 600 ml, 45 cm	10 Stück Conveen Mehrkammer-Beinbtl.	3329077	35,70
HMV-Nr.: 15.25.05.3007, Volumen 800 ml, 65 cm	10 Stück Conveen Mehrkammer-Beinbtl.	3925773	35,70

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Beinbeutel steril für Dauerkatheter Bein- und Bettbeutel

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### Moveen Unterschenkelbeutel

Flexibler Schlauch, individuell kürzbar (nur bei unsterilen Produkten). Kammersystem für gleichmäßige, geräuscharme Verteilung des Urins. Eine Seite vliesbeschichtet, Rückflusssperre, Doppelsicherheitsverschluss. PVC-frei. Schlauchlänge 50 cm, Volumen 750 ml  
HMV-Nr.: 15.25.05.3038

10 Stück Moveen Unterschenkelbtl. 0587330 36,31

##### Conveen Basic Nachtbeutel

Passend zu Conveen und Freedom Clear Kondom-Urinalen, SpeediCath und EasiCath Einmalkathetern. Hohes Fassungsvermögen, Anti-Reflux-System, Ziehverschluss. Mit Aufhängevorrichtung (Art.-Nr. 5070) am Bett zu befestigen. Enthält Phthalat: DEHP  
Schlauchlänge 90 cm, Volumen 2000 ml  
HMV-Nr.: 15.25.06.1034

10 Stück Conveen Basis Nachtbtl. 4645314 10,08

##### Conveen Nachtbeutel

Passend zu Conveen und Freedom Clear Kondom-Urinalen, SpeediCath und EasiCath Einmalkathetern. Hohes Fassungsvermögen, eine Seite vliesbeschichtet, Anti-Reflux-System, Klappverschluss. Extra langer Schlauch, individuell kürzbar. Mit Aufhängevorrichtung (Art.-Nr. 5070) am Bett zu befestigen. Enthält Phthalat: DEHP  
Schlauchlänge 90 cm, Volumen 1500 ml  
HMV-Nr.: 15.25.06.1006

10 Stück Conveen Nachtbtl. 2578022 26,27

##### Moveen Bettbeutel

Passend zu Conveen und Freedom Clear Kondom-Urinalen, SpeediCath und EasiCath Einmalkathetern. Hohes Fassungsvermögen. Flexibler, extra langer Schlauch, individuell kürzbar (nur bei unsterilen Produkten). Rückflusssperre und Doppelsicherheitsverschluss. PVC-frei. Mit Aufhängevorrichtung (Art.-Nr. 5070) am Bett zu befestigen  
Schlauchlänge 140 cm, Volumen 2000 ml  
HMV-Nr.: 15.25.06.1025

10 Stück Moveen Bettbtl. 0587270 33,22

##### Moveen Bettbeutel (steril)

Hohes Fassungsvermögen. Flexibler, extra langer Schlauch. Rückflusssperre und Doppelsicherheitsverschluss. PVC-frei. Mit Aufhängevorrichtung (Art.-Nr. 5070) am Bett zu befestigen.  
Schlauchlänge 140 cm, Volumen 2000 ml  
HMV-Nr.: 15.25.06.3009

10 Stück Moveen Bettbtl. steril 0587287 38,57

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Urinbeutel für geschl. Systeme Darmmanagement

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

##### Cysto-Care Platinum 2L

Bettbeutel für geschlossenes System mit Anti-Reflex-Ventil, komprimierbarer Tropfkammer, Ablasshahn, nadelfreier Probenentnahmestelle, Beutel- und Tropfkammerbelüftung, integrierter Aufhängevorrichtung. Enthält Phthalat: DEHP

Volumen 2000 ml

HMV-Nr.: 15.25.07.0005

90 cm	20 Stück Cysto-Care	4177563	150,20
120 cm	20 Stück Cysto-Care	4177540	150,20

##### Peristeen Anale Irrigation Komplettsystem

1 Wasserbehälter (Fassungsvolumen 1000 ml), 1 Kontrolleinheit, 2 hydrophil beschichtete Rektalkatheter mit Ballon 2 Befestigungsbänder 1 Tasche

Enthält Phthalat: DBP (unter 0,1%)

HMV-Nr.: 03.06.01.1002, standard

HMV-Nr.: 03.06.01.1006, small

1 Stück Peristeen Anale Irrig. Komplettsystem	4440150	94,00
1 Stück Peristeen Anale Irrig. Komplettsystem	5388055	94,00

##### Peristeen Anale Irrigation Verbrauchseinheit

1 Wasserbehälter (Fassungsvolumen 1000 ml) 15 hydrophil beschichtete Rektalkatheter mit Ballon für die anale Irrigation. Enthält Phthalat: DBP (unter 0,1%)

HMV-Nr.: 03.99.99.1006

standard	1 Stück Peristeen Anale Irrig. Verbrauchseinheit	4410167	178,00
small	1 Stück Peristeen Anale Irrig. Verbrauchseinheit		178,00

##### Peristeen Anale Irrigation Rektalkatheter

Hydrophil beschichtete Rektalkatheter mit Ballon für die anale Irrigation. Enthält Phthalat: DBP (unter 0,1%)

HMV-Nr.: 03.99.99.1006

standard	10 Stück Peristeen Anale Irrig. Rektalkath.	4440173	103,00
small	10 Stück Peristeen Anale Irrig. Rektalkath.	5388121	103,00

##### Peristeen Anale Irrigation Schläuche

Schläuche zur Verbindung der Kontrolleinheit mit dem Rektalkatheter mit Ballon

HMV-Nr.: 03.99.99.0023

2 Stück Peristeen Anale Irrig. Schläuche	4440380	19,50
--	---------	-------

##### Peristeen Anal-Tampon

Für stuhlinkontinente Kinder, Frauen und Männer. Leicht einzuführen, da sich der weiche Schaumstoff erst im Körper ausdehnt. Hält festen Stuhl bis zu 12 Stunden sicher zurück, zzgl. 1 Tube Gel

HMV-Nr.: 15.25.17.0002

klein	20 Stück Peristeen Anal-Tampon	4207666	69,95
groß	20 Stück Peristeen Anal-Tampon	4207672	69,95

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Zubehör Urinbeutel

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

#### Conveen Befestigungsbänder

Zur Befestigung von Conveen Beinbeuteln. Passend für jeden Beinumfang. Waschbar bis 60°C. Klettverschluss und Knöpfe für Bein- und Mehrkammer-Beinbeutel.

HMV-Nr.: 15.99.99.0008

1 Paar Stück Conveen Befestigungsbänder	8426371	7,23
10 Paar Stück Conveen Befestigungsbänder	2578016	65,99

#### Freedom Silgrip SF1 Beingurte

Flexible Beingurte mit Silikon-Haftwellen und Klettverschluss, individuell kürzbar, waschbar bei 40°C, zur Befestigung von Freedom Triform Beinbeuteln.

HMV-Nr.: 15.99.99.0008

10 Paar Stück Freedom Silgrip SF1	4177362	56,18
-----------------------------------	---------	-------

#### Moveen Befestigungsbänder

Zur Befestigung von Moveen und Freedom Beinbeuteln. Passend für jeden Beinumfang.

- Waschbar bis 60°C.

- Klettverschluss für Rolli- und Unterschenkelbeinbeutel

- Klettverschluss für Kniebeutel

HMV-Nr.: 15.99.99.0008

10 x 1 Paar Stück Moveen Befestigungsband	0588186	61,88
10 x 3 Paar Stück Moveen Befestigungsband	0588157	61,88

#### Conveen Beinling

Zur Befestigung von Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel. Hochelastisch. Waschbar bis 60°C. Zur Größenunterscheidung dienen die drei farbigen Streifen auf dem Beinling. Blau=Medium, Braun=Large, Grün=X-Large

HMV-Nr.: 15.99.99.0009

medium	10 Stück Conveen Beinling	4573879	72,59
large	10 Stück Conveen Beinling	4573885	72,59
xlarge	10 Stück Conveen Beinling	4573891	72,59

#### Freedom Beinling

Beinbeutel-Halterung mit integrierter Beuteltasche aus Polyester, waschbar bis 60°C

HMV-Nr.: 15.99.99.0009

small	5 Stück Freedom Beinlinge	4177451	24,05
medium	5 Stück Freedom Beinlinge	4177445	24,05
large	5 Stück Freedom Beinlinge	4177439	24,05

#### Conveen Nachtbeutel-Aufhängung

Aufhängevorrichtung zur Befestigung von Moveen- und Triform Bett- und Conveen Nachtbeuteln am Bett.

HMV-Nr.: 15.99.99.0010

1 Stück Conveen Nachtbeutel-Aufh.	7733674	2,86
-----------------------------------	---------	------

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Zubehör Harndauerableitung

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

#### Luer Lock Verbinder (steril)

Enthält Phthalat: DEHP  
HMV-Nr.: 15.99.99.003

5 cm	20 Stück Luer Lock Verb.	7451846	35,00
10 cm	20 Stück Luer Lock Verb.	3641768	35,00
24 cm	20 Stück Luer Lock Verb.	3641780	39,00

#### Luer Lock Adapter Bocholt (steril)

Enthält Phthalat: DEHP  
Länge: 7 cm  
HMV-Nr.: 15.99.99.0003

10 Stück Luer Lock Adat. Bocholt	7451817	17,50
----------------------------------	---------	-------

#### UK-Verbinder 2046 (steril)

Enthält Phthalat: DEHP  
Länge: 10 cm  
HMV-Nr.: 15.99.99.0003

20 Stück UK-Verbinder 2046	3641745	60,00
----------------------------	---------	-------

#### Silikonverbinder (unsteril)

HMV-Nr.: 15.99.99.0003

10 Stück Silikonverbinder unsteril	0327942	10,00
------------------------------------	---------	-------

#### Y-Stück

Enthält Phthalat: DEHP  
HMV-Nr.: 15.99.99.0003

Bremen, Länge 65 cm	10 Stück Y-Stück	3854464	48,50
Erlangen, Länge 11 cm	10 Stück Y-Stück	7451869	48,50
Duisburg, Länge 18 cm	10 Stück Y-Stück	3853855	48,50

#### MF 2 (steril)

Enthält Phthalat: DEHP  
Länge 10 cm  
HMV-Nr.: 15.99.99.0003

10 Stück MF 2	4675290	22,00
---------------	---------	-------

#### MW 2 S (steril)

Enthält Phthalat: DEHP  
Länge 10 cm  
HMV-Nr.: 15.99.99.0003

10 Stück MW 2 S	2403021	22,00
-----------------	---------	-------

#### MW 10 S (steril)

Enthält Phthalat: DEHP  
Länge 16 cm  
HMV-Nr.: 15.99.99.0003

10 Stück MW 10 S	4605361	22,00
------------------	---------	-------

### 3. Inkontinenzversorgung

#### Zubehör Harndauerableitung

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

**LS 60 (steril)**

Enthält Phthalat: DEHP  
 HMV-Nr.: 15.99.99.003

10 cm	10 Stück LS 60	3971313	58,50
-------	----------------	---------	-------

**Blockerspritze (steril)**

Blockerspritze steril für Silikon-Ballonkatheter mit  
 10 %iger Glycerinlösung  
 Volumen 10 ml

	100 Stück Blockerspritze	5499961	88,00
--	--------------------------	---------	-------

Weitere Produkte und Größen von **Coloplast** sind auf Anfrage erhältlich!