

3. Inkontinenzversorgung

Inkontinenzprodukte

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €



Transurethraler 100 % Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze
Der Röntgenkontraststreifen ermöglicht die radiologische Darstellung des Katheters. Der Katheter besticht durch seinen angenehmen Tragekomfort. Die sichere Fixierung des Katheters in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität erzielt.
Verpackungseinheit doppelt steril. Verpackungseinheit: 10 Stück.



10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 06	1150196	178,00
10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 08	1150204	178,00
10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 10	1150210	178,00
10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 12	1150368	178,00
10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 14	1150374	178,00
10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 16	1150380	178,00
10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 18	1150397	178,00
10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 20	1150428	178,00
10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 22	1150434	178,00
10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 24	1150440	178,00
10St. Transurethraler Silikonkatheter CH 26	1150457	178,00

Transurethraler silikonisierter Latexkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze
Gefertigt aus hochwertigem silikonisiertem medizinischem Latex. Der Katheter eignet sich nur zur Kurzzeitdrainage von bis zu 5 Tagen
Verpackung doppelt steril. Verpackungseinheit: 10 Stück.



10St. Transureth. silikonis. Latexkat. CH 12	1150701	47,40
10St. Transureth. silikonis. Latexkat. CH 14	1150859	47,40
10St. Transureth. silikonis. Latexkat. CH 16	1150865	47,40
10St. Transureth. silikonis. Latexkat. CH 18	1150871	47,40
10St. Transureth. silikonis. Latexkat. CH 20	1150888	47,40
10St. Transureth. silikonis. Latexkat. CH 22	1150919	47,40
10St. Transureth. silikonis. Latexkat. CH 24	1150925	47,40

Transurethraler 100% Silikonspülkatheter

Der Röntgenkontraststreifen ermöglicht die radiologische Darstellung des Katheters. Ausgestattet mit einer atraumatischen Dufourspitze zur problemlosen Passage der Prostataloge. Der Katheter eignet sich zur postoperativen Kurz- bzw. Langzeitdrainage
Verpackung doppelt steril. Verpackungseinheit: 10 Stück.



10St. Transureth. Silikonspülkath. CH 18	1151178	274,60
10St. Transureth. Silikonspülkath. CH 20	1151184	274,60
10St. Transureth. Silikonspülkath. CH 22	1151190	274,60
10St. Transureth. Silikonspülkath. CH 24	1151397	274,60

3. Inkontinenzversorgung

Inkontinenzprodukte

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

Silikon Urinalkondom Pop-On®

selbstklebend, Schaft 3,8 cm mit 3,8cm Klebefläche
1 Verpackungseinheit: 30 Stück

30St.Silikon Urinalkondom Pop-On®Gr.S	8845754	69,58
30St.Silikon Urinalkondom Pop-On®Gr.M	8845760	69,58
30St.Silikon Urinalkondom Pop-On®Gr.IM	8845777	69,58
30St.Silikon Urinalkondom Pop-On®Gr.L	8845783	69,58
30St.Silikon Urinalkondom Pop-On®Gr.XL	8845808	69,58

Urinalkondom Typ Silikon

Schaft 9 cm mit 4 cm Klebefläche
Hervorragender Hautschutz auch für besonders empfindliche Hauttypen. 24 Stunden ständige Hautkontrolle durch das transparente Silikonmaterial.
Verpackung einfach steril.
Verpackungseinheit: 30 Stück



30St.Silikon Urinalkondom Ultraflex®Gr.S	7126655	69,57
30St.Silikon Urinalkondom Ultraflex®Gr.M	7126661	69,57
30St.Silikon Urinalkondom Ultraflex®Gr.I	7126678	69,57
30St.Silikon Urinalkondom Ultraflex®Gr.L	7127005	69,57
30St.Silikon Urinalkondom Ultraflex®Gr.X	7127011	69,57

Silikon Urinalkondom Wideband®

selbstklebend Schaft 9,0 cm mit 7,6 cm
1 Verpackungseinheit: 30 Stück

30St.Silikon Urinalkondom Wideband®Gr.S	8845814	69,58
30St.Silikon Urinalkondom Wideband®Gr.M	8845820	69,58
30St.Silikon Urinalkondom Wideband®Gr.IM	8845837	69,58
30St.Silikon Urinalkondom Wideband®Gr.L	8845843	69,58
30St.Silikon Urinalkondom Wideband®Gr.XL	8845866	69,58

Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung

Steriles Füllmedium zum Blocken von Ballonkathetern. Die sterile Blockerspritze enthält eine 10%-ige Konzentration von Glycerin in Aquadest. Nicht für Injektionszwecke benutzen. Ausschließlich zum Blocken von Urologischen Kathetern geeignet.
Verpackung einfach steril. Verpackungseinheit: 200 Stück



200St.Blockerspr.m.Glycerinlösung 10 ml	6718980	384,00
---	---------	--------

Transurethrales Katheterlegeset

Typ Basis Set

Das Basis-Set zeichnet sich durch die in zwei Schritten, getrennt verpackten Inhalt aus. Bestandteil der äußeren Verpackung ist 1 sterile 10ml Entblockerspritze. Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zum sterilen Legen des Katheters.
Verpackung einfach steril. Verpackungseinheit: 1 Stück



20St.Transureth.Katheterlegeset Basis	1972188	98,00
---------------------------------------	---------	-------

3. Inkontinenzversorgung

Urindrainagesysteme - Beutel

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

Suprapubischer Silikonelastomerkatheter 2-Wege integral Ballonkatheter

Eine fest verankerte Silikonelastomerschicht an der inneren - und der äußeren Katheterwand. Hohe Elastizität und ein sehr angenehmer Tragekomfort durch die spezielle Materialbeschaffenheit. Der Katheter eignet sich zur Langzeitdrainage.

Verpackung doppelt steril. Verpackungseinheit: 10 Stück



10St.Suprap.Silik.elastomerkatheter CH12	1152031	295,90
10St.Suprap.Silik.elastomerkatheter CH14	1152048	295,90
10St.Suprap.Silik.elastomerkatheter CH16	1152054	295,90
10St.Suprap.Silik.elastomerkatheter CH18	1152203	295,90
10St.Suprap.Silik.elastomerkatheter CH20	1152226	295,90
10St.Suprap.Silik.elastomerkatheter CH22	1152232	295,90

Suprapubischer 100% Silikonkatheter 2-Wege integral Ballonkatheter

Der Röntgenkontraststreifen ermöglicht die radiologische Darstellung des Katheters. Der Katheter ist mit einem Integral-Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszia beim Einlegen des Katheters verhindert.

Verpackung doppelt steril. Verpackungseinheit: 10 Stück



10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 10	1152249	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 12	1152350	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 14	1152367	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 16	1152373	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 18	1152396	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 20	1152545	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 22	1152551	295,90

Suprapubischer 100% Silikonkatheter 2-Wege integral Ballonkatheter Typ Unibal

Der Röntgenkontraststreifen ermöglicht die radiologische Darstellung des Katheters. Der Katheter ist mit einem Integral-Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszia beim Einlegen des Katheters verhindert.

Verpackung doppelt steril. Verpackungseinheit: 10 Stück.



10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 12	1152574	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 14	1152605	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 16	1152611	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 18	1152628	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 20	1152700	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 22	1152717	295,90

3. Inkontinenzversorgung

Inkontinenzprodukte

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €



Suprapubischer 100% Silikonkatheter

2-Wege integral Ballonkatheter Typ kurz

Der Röntgenkontraststreifen ermöglicht die radiologische Darstellung des Katheters. Der Katheter ist mit einem Integral-Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen des Katheters verhindert.

Verpackung doppelt steril. Verpackungseinheit: 10 Stück.

10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 10	1152746	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 12	1152812	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 14	1152829	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 16	1152841	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 18	1152918	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 20	1152924	295,90
10St.Suprap.100% Silikonkatheter CH 22	1152947	295,90

Suprapubisches Wechselbesteck

Bestandteile: 100% integral Ballonkatheter, Wechseldraht teflonbeschichtet mit 80 cm Länge, mit einer 3 cm langen flexiblen Spitze (Drahtdurchmesser 0,089 mm).

Der teflonbeschichtete suprapubische Wechseldraht besticht durch eine sehr feste Wicklung und ist somit besonders Führungsstabil. Dies gewährleistet einen problemlosen Wechsel des suprapubischen Katheters.

Verpackung doppelt steril. Verpackungseinheit: 10 Stück.

10St.Suprap.Wechselbesteck CH 10	1153154	365,20
10St.Suprap.Wechselbesteck CH 12	1153160	365,20
10St.Suprap.Wechselbesteck CH 14	1153183	365,20

Katheterventil Care Vent Duo

zur individuellen selbständigen Harnblasenentleerung. Optimale Lösung für den mobilen und selbständigen Anwender, der erstmalig für einen begrenzten Zeitraum oder auch dauerhaft mit einem Transurethralen oder Suprapubischen Katheter versorgt wird.

Verpackung einfach steril. Verpackungseinheit: 1 Stück.

1 Stk CareVent DUO	1914676	18,50
--------------------	---------	-------

Geschlossenes Urindrainagesystem UB 2000

Füllvolumen: 2000 ml, Schlauchlänge: 120 cm

Der Zwillingskatheter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichen Bettholmen. Eine übersichtliche Skalierung sorgt für eine sichere Volumenkontrolle. Eine auf dem Beutel aufgebrachte Rückstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns

Verpackung einfach steril, Verpackungseinheit: 20 Stück.



120 cm	20St.Geschl.Urindrainagesystem UB 2000	6718922	190,80
90 cm	20St.Geschl.Urindrainagesystem UB 2000	9151597	190,60

3. Inkontinenzversorgung

Inkontinenzprodukte

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

Steriler Einmalbettbeutel UB 2000E und Halterung

Füllvolumen: 2000 ml, Schlauchlänge 90 cm

Das System ist mit einem universellen Stufenkonus ausgestattet und kann dadurch an alle gängigen Katheter angeschlossen werden. Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

Verpackung steril. Verpackungseinheit: 100 Stück.



90 cm	100St.Steriler Einmalbettbeutel UB 2000E	6718945	211,00
110 cm	50St.Steriler Einmalbettbeutel UB 2000A	9042862	105,50

Geschlossene Urindrainagesysteme UB 1000

Beinbeutelssysteme für den Tag & und die Nacht. Füllvolumen: 1000 ml, Schlauchlänge: 30 cm, 60 cm, 90 cm
Über Tag werden die Beinbeutel mittels zweier universeller Klettthaltebänder am Oberschenkel bzw. Unterschenkel fixiert. Bakterien- und flüssigkeitsdichte BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich.

Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.

Verpackung einfach steril. Verpackungseinheit: 50 Stück.

30 cm	50St.Geschl.Urindrainagesysteme UB 1000	6718885	477,00
60 cm	50St.Geschl.Urindrainagesysteme UB 1000	6718891	477,00
90 cm	30 Stk Urindrainagesystem 1000ml/90cm	6718916	286,20

Steriles 1-Kammer Beinbeutelssystem UB 750-50

Beinbeutelssystem für den mobilen Anwender

Füllvolumen: 750 ml, Schlauchlänge: 50 cm

In der sterilen Verpackung ist ein weiterer Stufenkonnector hinzu gefügt worden. Dies eröffnet die Möglichkeit, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel tragen. Mittels eines Silikonverbindungsschlauchs am Ablasshahn kann man den Beinbeutel mit einem Bettbeutel verbinden.

Verpackung einfach steril. Verpackungseinheit: 50 Stück.



50 Stk Beinbeutelssystem UB 750-50	6718879	178,50
------------------------------------	---------	--------

Steriles 1-Kammer Beinbeutelssystem UB 750-10

Beinbeutelssystem für den mobilen Anwender. Füllvolumen: 750 ml, Schlauchlänge: 10 cm

Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektion vorbeugt. Mittels eines Silikonverbindungsschlauchs am Ablasshahn kann man den Beinbeutel mit einem Bettbeutel verbinden.

Verpackung einfach steril, Verpackungseinheit: 50 Stück.

50St.Ster.1-Kammer Beinbtl.systeme UB750	6718862	178,50
--	---------	--------

3. Inkontinenzversorgung

Inkontinenzprodukte

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

Steriles 3-Kammer Beinbeutelssystem UB 600-50

Beinbeutel für den mobilen Anwender. Füllvolumen: 600 ml, Schlauchlänge: 50 cm

In der sterilen Verpackung ist ein weiterer Stufenkonnector hinzu gefügt worden. Dies eröffnet die Möglichkeit den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel tragen. Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit der wirksam die Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt. Mittels eines Silikonverbindungsschlauchs am Ablasshahn kann man den Beinbeutel mit einem Bettbeutel verbinden.

Verpackung einfach steril. Verpackungseinheit: 50 Stück



50St.Ster.3-Kammer Beinbtl.systeme UB600	6718856	178,50
--	---------	--------

Steriles 3-Kammer Beinbeutelssystem UB 600-10

Beinbeutelssystem für den mobilen Anwender
Füllvolumen: 600 ml Schlauchlänge 10 cm. Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit der wirksam die Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt. Mittels eines Silikonverbindungsschlauchs am Ablasshahn kann man den Beinbeutel mit einem Bettbeutel verbinden.

Verpackung einfach steril. Verpackungseinheit: 50 Stück



50 Stk Beinbeutelssystem UB 600	6718833	178,50
---------------------------------	---------	--------

Unsteriles 1-Kammer Beinbeutelssystem UB 750NS

Beinbeutelssystem für den Anwender von Urinalkondomen

Füllvolumen: 750 ml, Schlauchlänge: 10 cm, 50 cm

Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit der wirksam die Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

10 cm	200St.Unst.1-Kammer Beinbtl.syst.UB750NS	1972716	466,40
50 cm	150St.Unst.1-Kammer Beinbtl.syst.UB750NS	0226543	363,00

Kletthalteband Universell

Beinbeutelfixierung Typ Klettband Gr. Uni - nach individuellem Bedarf zu kürzen.

Universelle Beinbeutelhalterung mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am Beinbeutel und einer aufgenähten speziellen Schlauchfixierung des Beinbeutelssystems. Dieses universelle Kletthalteband eignet sich zur Aufnahme für folgende Urinbeinbeutelssysteme: UB1000, UB750NS, UB750 und UB600.

Verpackung nicht steril, Verpackungseinheit: 1 Stück.



1 Stk Kletthalteband Universell 70cm	6718968	15,26
--------------------------------------	---------	-------

3. Inkontinenzversorgung

Inkontinenzprodukte

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

Fixierstrümpfe mit integrierter Beinbeutel tasche

und extra breiten seitlichen Klettverschluss
 Beinbeutel fixierstrumpf aus weichen gerippten Gewebe aus Elasthan mit integrierter Beinbeutel tasche. Durch die Aufnahme der Beinbeutel in die integrierte Tasche ist eine komfortable und sichere Fixierung der Beinbeutel am Ober- bzw. Unterschenkel gewährleistet.
 Verpackung nicht steril. Verpackungseinheit: 1 Stück.

1St.Fixierstr.m.integr.Beinbtl.tasche M	7126632	11,80
1St.Fixierstr.m.integr.Beinbtl.tasche S	7126649	11,80

Fixierstrümpfe mit integrierter Beinbeutel tasche

Beinbeutel fixierstrumpf aus weichem gerippten Gewebe aus Elasthan mit integrierter Beinbeutel tasche.
 Durch die Aufnahme der Beinbeutel in die integrierte Tasche ist eine komfortable und sichere Fixierung der Beinbeutel am Ober- bzw. Unterschenkel gewährleistet.
 Verpackung nicht steril. Verpackungseinheit: 1 Stück.

1St.Fixierstr.m.integr.Beinbtl.tasche M	7126023	11,80
1St.Fixierstr.m.integr.Beinbtl.tasche S	7126313	11,80

Suprapubisches Punktionsbesteck

Inhalt: 100 % Silikon intergral Ballonkatheter mit Edelstahlkanüle mit Spezialschliff, Stichskalpell mit kleinem Griff
 Verpackung doppelt steril, Verpackungseinheit: 10 Stück

10St.Suprap.Punktionsbesteck CH 12	1153065	365,20
10St.Suprap.Punktionsbesteck CH 14	1153088	365,20

Verbandset suprapubisch

GHC Suprapubisches Verbandset

1St.GHC Suprapubisches Verbandset	6718974	13,85
-----------------------------------	---------	-------

Verbandset suprapubisch

GHC Abdominales PEG Verbandset

15St.GHC Abdominales PEG Verbandset	5461059	98,25
-------------------------------------	---------	-------

Weitere Produkte und Größen von **GHC** sind auf Anfrage erhältlich!