

3. Inkontinenzversorgung



3. Inkontinenzversorgung

Urindrainagesysteme/Beutel

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

CYSTOBAG TK 2000 >>COMFORT<<

geschlossenes Urin-Drainage-System mit Tropfkammer, Größe 2000 ml, T-Tap-Ablasshahn, Rücklaufventil, Urin-Entnahmestelle und Belüftung, Schlauch 112 cm, steril, 1 Paar sterile Handschuhe, latexfrei, HMV-Nr.: 15.25.07.0015

1 Stk Cystobag TK 2000 4802 0051871 9,10

FLUXOBAG DC 2000

geschlossenes Urin-Drainage-System mit Tropfkammer, Größe 2000 ml, T-Tap Ablasshahn, Rücklaufventil, Urin-Entnahmestelle und Belüftung, Schlauch 112 cm, steril, HMV-Nr.: 15.25.07.0053

1 Stk FLUXOBAG DC 2000, 2000ml 5362357 8,80

FLUXOBAG DS 750

Urin-Beinbeutel, Größe 750 ml, T-Tap-Ablasshahn, Rücklaufventil, Schlauchansatz 12 cm, einseitige Vliesbeschichtung, mit Ansatz für Nachtbeutel, HMV-Nr.: 15.25.05.1099

1 Stk FLUXOBAG DS 750 Urin-Beinbeutel, 5362386 2,30

FLUXOBAG DK 750

Urin-Beinbeutel, Größe 750 ml, T-Tap-Ablasshahn, Rücklaufventil, kürzbarer Schlauch 50 cm mit Konnektor, einseitige Vliesbeschichtung, mit Ansatz für Nachtbeutel, HMV-Nr.: 15.25.05.1099

1 Stk FLUXOBAG DK 750 Urin-Beinbeutel, 0167036 2,50

CYSTOBAG-MINI 750 KS

Urinbeinbeutel 750 ml, T-Tap-Ablasshahn, Schlauchansatz 50 cm, Rücklaufventil, einseitige Vliesbeschichtung, Ansatz für Nachtbeutel, steril, HMV-Nr.: 15.25.05.3048

10 Stk Cystobag-Mini 750 4893-50 4242208 33,00

UROMED-"SOFT"-SILIKON-BALLON-KATHETER

Nelatonspitze, 2 Augen, sehr weich, Länge=43 cm, HMV-Nr.: 15.25.15.6030

Ch. 12 1 Stk UROMED SOFT SILIKON-BALLON-KATH. 4741526 14,60

Ch. 14 1 Stk UROMED SOFT SILIKON-BALLON-KATH. 4741532 14,60

Ch. 16 1 Stk UROMED SOFT SILIKON-BALLON-KATH. 4741549 14,60

Ch. 18 1 Stk UROMED SOFT SILIKON-BALLON-KATH. 4741555 14,60

Ch. 20 1 Stk UROMED SOFT SILIKON-BALLON-KATH. 4741561 14,60

Ch. 22 1 Stk UROMED SOFT SILIKON-BALLON-KATH. 4741578 14,60

3. Inkontinenzversorgung

Katheter

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

UROMED-Silikon-Ballon-Katheter

Nelatonspitze, 2 Augen, weich, Länge = 43 cm,
HMV-Nr.: 15.25.15.6027

Ch. 12	1 Stk Uromed Ballon-Kath. Ch 12	3280661	16,20
Ch. 14	1 Stk Uromed Ballon-Kath. Ch 14	3280678	16,20
Ch. 16	1 Stk Uromed Ballon-Kath. Ch 16	3280684	16,20
Ch. 18	1 Stk Uromed Ballon-Kath. Ch 18	3280690	16,20
Ch. 20	1 Stk Uromed Ballon-Kath. Ch 20	3280709	16,20
Ch. 22	1 Stk Uromed Ballon-Kath. Ch 22	3280715	16,20
Ch. 24	1 Stk Uromed Ballon-Kath. Ch 24	3280721	16,20
Ch. 26	1 Stk Uromed Ballon-Kath. Ch 26	3280738	16,20

UROMED >>PROSIL<< BALLON-KATHETER

Nelatonspitze, 2 Augen, weich, rein Silikon, Länge = 41
cm
HMV-Nr.: 15.25.15.6139

Ch. 12	1 Stk UROMED PROSIL BALLON-KATHETER	535599 5	13,90
Ch. 14	1 Stk UROMED PROSIL BALLON-KATHETER	5356003	13,90
Ch. 16	1 Stk UROMED PROSIL BALLON-KATHETER	5356026	13,90
Ch. 18	1 Stk UROMED PROSIL BALLON-KATHETER	5356032	13,90
Ch. 20	1 Stk UROMED PROSIL BALLON-KATHETER	5356049	13,90
Ch. 22	1 Stk UROMED PROSIL BALLON-KATHETER	5356055	13,90
Ch. 24	1 Stk UROMED PROSIL BALLON-KATHETER	5356061	13,90
Ch. 26	1 Stk UROMED PROSIL BALLON-KATHETER	5356078	13,90

UROMED-KATHETERVENTIL UNIVERSAL

Einhandmodell mit Druckknopf, verhindert Urin-Kontamination
HMV-Nr.: 15.25.16.0017

1 Stk Uromed Kath.-Ventil Univ. 1500	4741874	16,10
--------------------------------------	---------	-------

UROMED-KATHETERVENTIL UNIVERSAL

mit Adapter für Urinbeutel
HMV-Nr.: 15.25.16.0017

1 Stk Uromed Katheterventil	7198560	17,90
-----------------------------	---------	-------

UROMED-KATHETERISIERUNGS-BESTECK >> SILKA<<

für Silikon-Ballonkatheter, inkl. Füllmedium zur Blockung
des Katheterballons, Antiseptikum und Kathetergleitgel

1 Stk UROMED-KATHETERISIERUNGS-BESTECK	0959464	5,60
--	---------	------

3. Inkontinenzversorgung

Katheter/Zubehör

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

UROMED-KLETTBAND
für Urinbeutel
HMV-Nr.: 15.99.99.0008

2 Stk Uromed Klettband	4895	0051836	3,50
------------------------	------	---------	------

UROMED-KLETTBAND-SET
für CYSTOBAG-MINI Urinbeinbeutel
Größen: Klein=01; Mittel=02; Groß=03
HMV-Nr.: 15.99.99.0008

Gr. S = 01	1 Stk Uromed Klettband	3548974	12,20
Gr. M = 02	1 Stk Uromed Klettband	3548980	12,20
Gr. L = 03	1 Stk Uromed Klettband	3549502	12,20

UROMED >>SIMPLYCATH<<
Transurethraler Nelaton-Katheter zum intermittierendem
Selbstkatheterismus mit Gleitgel, Länge=40 cm
HMV-Nr.: 15.25.14.5058

1 Stk UROMED SIMPLYCATH 40 cm Ch 10	0230852	2,50
1 Stk UROMED SIMPLYCATH 40 cm Ch 12	0230906	2,50
1 Stk UROMED SIMPLYCATH 40 cm Ch 14	0230912	2,50
1 Stk UROMED SIMPLYCATH 40 cm Ch 16	0230929	2,50
1 Stk UROMED SIMPLYCATH 40 cm Ch 18	0230935	2,50

UROMED >>SIMPLYCATH<<
Transurethraler Nelaton-Katheter zum intermittierendem
Selbstkatheterismus mit Gleitgel, Länge=20 cm
HMV-Nr.: 15.25.14.5059

1 Stk UROMED SIMPLYCATH 20 cm Ch 06	0230941	2,50
1 Stk UROMED SIMPLYCATH 20 cm Ch 08	0230958	2,50
1 Stk UROMED SIMPLYCATH 20 cm Ch 10	0230964	2,50
1 Stk UROMED SIMPLYCATH 20 cm Ch 12	0230970	2,50
1 Stk UROMED SIMPLYCATH 20 cm Ch 14	0232549	2,50
1 Stk UROMED SIMPLYCATH 20 cm Ch 16	0232555	2,50

3. Inkontinenzversorgung

Inkontinenzprodukte

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

UROMED >>SIMPLYCATH<< SYSTEM

Set zum intermittierendem Selbstkatheterismus.
Inhalt: 1 Transurethraler Nelaton-Katheter mit Gleitgel,
Länge = 40 cm, integriertem Auffangbeutel (1100 ml)
HMV-Nr.: 15.25.14.8033

Ch. 06	1 Stk UROMED SIMPLYCATH SYSTEM 40 cm Ch	0230697	4,45
Ch. 08	1 Stk UROMED SIMPLYCATH SYSTEM 40 cm Ch	0230705	4,45
Ch. 10	1 Stk UROMED SIMPLYCATH SYSTEM 40 cm Ch	0230734	4,45
Ch. 12	1 Stk UROMED SIMPLYCATH SYSTEM 40 cm Ch	0230757	4,45
Ch. 14	1 Stk UROMED SIMPLYCATH SYSTEM 40 cm Ch	0230763	4,45
Ch. 16	1 Stk UROMED SIMPLYCATH SYSTEM 40 cm Ch	0230786	4,45
Ch. 18	1 Stk UROMED SIMPLYCATH SYSTEM 40 cm Ch	0230792	4,45

SILIKON-KONDOM-URINAL AKTIV "WIDE BAND"

Große Haftpflache bietet Sicherheit bei Sport und Bewegung, auch besonders geeignet fur Rollstuhlfahrer
HMV-Nr.: 15.25.04.7008

25 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL AKTIV WIDE	8747419	1,99
29 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL AKTIV WIDE	0891743	1,99
32 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL AKTIV WIDE	0891766	1,99
36 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL AKTIV WIDE	0891772	1,99

SILIKON-KONDOM-URINAL NORMAL "ULTRAFLEX"

Fur den konventionellen Gebrauch
HMV-Nr.: 15.25.04.7006

25 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL NORMAL	8747454	1,89
29 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL NORMAL	0891915	1,89
32 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL NORMAL	0891921	1,89
36 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL NORMAL	0891938	1,89

SILIKON-KONDOM-URINAL KURZ "POP-ON"

Fur den retrahierten Penis
HMV-Nr.: 15.25.04.7007

25 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL KURZ POP-ON	8747483	1,89
29 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL KURZ POP-ON	0891944	1,89
36 mm	1 Stk SILIKON-KONDOM-URINAL KURZ POP-ON	0891950	1,89

Weitere Produkte und Groen von **UROMED** sind auf Anfrage erhaltlich!