



1. Stomaversorgung

Stomaversorgungsprodukte

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

COMBIMATE Basisplatten SuperFlex beige

Die SuperFlex Platten sind von einem runden, flexiblen Pflaster aus Vliesmaterial umgeben. Die Stomaöffnung kann leicht gedehnt werden, falls diese etwas zu eng sein sollte. Durch die Verwendung eines Kunststoffschaums ist ein Einschneiden in das Stoma ausgeschlossen, selbst wenn die Klebefläche weggeschmolzen ist.

HMV-Nr.: 29.26.05.0113

5 Stk Combimate 45/25 mm	FFB 4525	3736782	27,20
--------------------------	----------	---------	-------

Combimate SuperSoft

hydrokolloid. Die COMBIMATE SuperSoft Platte ist außergewöhnlich komfortabel. Durch ihre enorme Geschmeidigkeit ist die Platte auch in der Lage, den Bewegungen der Haut zu folgen bei einem weniger glatten Bauch.

Aber es gibt noch einen wichtigen Vorteil. Die Geschmeidigkeit der Platte macht sie auch besonders geeignet für den Gebrauch in Kombination mit den ConvexRingen von EuroTec.

HMV-Nr.: 29.26.05.0104

5 Stk Combimate Super Soft	FSS452	3737770	27,20
----------------------------	--------	---------	-------

HMV-Nr.: 29.26.05.0120

5 Stk Combimate 57/44 mm	FSS 5744	0360000	27,20
--------------------------	----------	---------	-------

COMBIMATE KOLOSTOMIEBEUTEL 2-TEILIG

large, transparent mit zwei sich überlappenden Nadellochfolien auf der Vorderseite, Kohlefilter mit 24 Stunden Langzeitwirkung

HMV-Nr.: 29.26.01.0052

30 Stk Combimate Kolobtl. 45 mm CLT 245	3738261	41,44
---	---------	-------

30 Stk Combimate Kolobtl. 57 mm CLT 257	3738290	41,44
---	---------	-------

HMV-Nr.: 29.26.01.0046

30 Stk Combimate Colobtl. 57 mm CLB 257	3738568	41,44
---	---------	-------

COMBIMATE ILEOSTOMIEBEUTEL 2-TEILIG

large, beige. Mit beigem Textvlies an beiden Seiten. Um den Rastring herum drehbar für optimalen Tragekomfort
HMV-Nr.: 29.26.02.0056

30 Stk Combimate Ileobeutel	ILBV 245	3739102	42,46
-----------------------------	----------	---------	-------

1. Stomaversorgung

Stomaversorgungsprodukte

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

COLOMATE KOLOSTOMIEBEUTEL 1-TEILIG

Stomakappe, mit beigem Textvlies an beiden Seiten. Geeignet bei Schleimfisteln, Darmirrigationen oder als vorübergehende Kappe bei Kolostoma.
HMV-Nr.: 29.26.04.0035

30 Stk Colomate Minibeutel/Kappe 20mm	3739757	50,79
---------------------------------------	---------	-------

30 Stk Combimate Minibtl. 35 mm	3739763	50,79
---------------------------------	---------	-------

COLOMATE GESCHLOSSENER BEUTEL

large, transparent, mit beigem Textvlies auf der Hautseite. Semi-transparente Ausführung mit zwei sich überlappenden Nadellochfolien auf der Vorderseite. Kohlefilter mit 24 Stunden Langzeitwirkung.
HMV-Nr.:29.26.01.2110

30 Stk Kolostomiebeutel	3740223	73,10
-------------------------	---------	-------

VARIMATE HAUTSCHUTZKEILRAD

(8 Keile pro Rad) falls Stuhl oder Urin neben dem Stoma unter der Hautplatte hervortritt, liegt dies oft an Hautfalten links und rechts des Stoma. Mit VARIMATE-Keilen lassen sich solche Hautfalten auffüllen und undichte Stellen vermeiden.
HMV-Nr.: 29.26.11.6999

5 Stk Varimate a 8 Keile VMW 40 groß	3742541	16,15
--------------------------------------	---------	-------

VARIMATE RESIST HAUTSCHUTZSTREIFEN

sind beidseitig klebende Pastescheiben und damit eine hervorragende Alternative zu herkömmlicher Stomapaste in der Tube. Man kann sie mit den Fingern kneten, dehnen und modellieren: sie kleben immer
HMV-Nr.: 29.26.11.6999

10 Stk Varimate Hautschutzstreif. 1x25cm	3742558	27,63
--	---------	-------

Weitere Produkte und Größen von **Eurotec** sind auf Anfrage erhältlich!