


5. Tracheostomieversorgung



5. Tracheostomieversorgung

Homecare Kanülen mit Cuff

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:


PZN

AEP €

TRACHEOFLEX:

kurz, aus RÜSCHELIT mit Edelstahlspirale, Niederdruckcuff, 2 Innenkanülen, Einführhilfe, Konnektor und Velcro-Halteband, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.

HMV-Nr.: 12.24.02.2050




| | | |
|--|---------|-------|
| 1 Stk Tracheoflex, kurz, mit Cuff Gr 6 | 3515609 | 80,50 |
| 1 Stk Tracheoflex, kurz, mit Cuff Gr 7 | 3515615 | 80,50 |
| 1 Stk Tracheoflex, kurz, mit Cuff Gr 8 | 3515621 | 80,50 |
| 1 Stk Tracheoflex kurz mit Cuff 9 | 3515928 | 80,50 |
| 1 Stk Tracheoflex kurz mit Cuff 10 | 3515934 | 80,50 |
| 1 Stk Tracheoflex, kurz, mit Cuff Gr | 3515940 | 80,50 |

TRACHEOFLEX:

kurz, mit PHONATIONSFENSTER, aus RÜSCHELIT mit Edelstahlspirale, Niederdruckcuff, 2 Innenkanülen, Einführhilfe, Konnektor und Velcro-Halteband, mit Sprechventil und Verschlusskappe, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.

HMV-Nr.: 12.24.03.1057



| | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|-------|
| I.D. 6 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, mit Cuff | 3515957 | 89,86 |
| I.D. 7 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, mit Cuff | 3516000 | 89,86 |
| I.D. 8 | 1 Stk Tracheoflex, kurz mit Cuff | 3516069 | 89,86 |
| I.D. 9 | 1 Stk Tracheoflex, kurz mit Cuff | 3516098 | 89,86 |
| I.D. 10 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, mit Cuff | 3516276 | 89,86 |
| I.D. 11 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, mit Cuff | 3516448 | 89,86 |

TRACHEOFIX TFC

Tracheostomie-Tubus-Set mit Cuff, steril, bestehend aus: Innenkanüle (15 mm Konnektor), Einführhilfe, Komforthalteband, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.

HMV-Nr.: 12.24.02.2049



| | | | |
|----------|--|---------|-------|
| I.D. 7 | 1 Stk Tracheofix Trachealkanüle mit Cuff | 4164678 | 86,94 |
| I.D. 8,5 | 1 Stk Tracheofix Trachealkanüle mit Cuff | 4164684 | 86,94 |
| I.D. 10 | 1 Stk Tracheofix Trachealkanüle mit Cuff | 4164690 | 86,94 |
| I.D. 11 | 1 Stk Tracheofix Trachealkanüle mit Cuff | 4164709 | 86,94 |

TRACHEOFIX TFPC

Tracheostomie-Tubus-Set mit Cuff, steril, bestehend aus: Innenkanüle (15 mm Konnektor), Einführhilfe, Komforthalteband, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.

HMV-Nr.: 12.24.03.1054



| | | | |
|----------|---|---------|-------|
| I.D. 7 | 1 Stk Tracheofix Trachealkanüle mit Cuff, | 4164715 | 97,86 |
| I.D. 8,5 | 1 Stk Tracheofix Trachealkanüle mit Cuff, | 4164721 | 97,86 |
| I.D. 10 | 1 Stk Tracheofix Trachealkanüle mit Cuff, | 4164738 | 97,86 |
| I.D. 11 | 1 Stk Tracheofix Trachealkanüle mit Cuff, | 4164744 | 97,86 |

5. Tracheostomieversorgung

Homecare Kanülen ohne Cuff

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

TRACHEOFLEX:

kurz, ohne Cuff aus RÜSCHELIT mit Edelstahlspirale, 2 Innenkanülen, Einführhilfe, Konnektor und Velcro-Halteband, Größen: 6 bis 11 mm Innendurchmesser, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.
HMV-Nr.: 12.24.02.2047



| | | | |
|---------|--------------------------|---------|-------|
| I.D. 6 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, | 3516454 | 65,52 |
| I.D. 7 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, | 3516460 | 65,52 |
| I.D. 8 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, | 3516477 | 65,52 |
| I.D. 9 | 1 Stk Tracheoflex kurz, | 3516483 | 65,52 |
| I.D. 10 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, | 3516508 | 65,52 |
| I.D. 11 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, | 3516514 | 65,52 |

TRACHEOFLEX:

kurz, mit PHONATIONSFENSTER, zusätzlich mit Sprechventil und Verschlusskappe, alle weiteren Details wie vor, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.
HMV-Nr.: 12.24.03.1055



| | | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|
| I.D. 6 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, ohne Cuff | 3516520 | 80,50 |
| I.D. 7 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, ohne Cuff | 3516537 | 80,50 |
| I.D. 8 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, ohne Cuff | 3516543 | 80,50 |
| I.D. 9 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, ohne Cuff | 3516566 | 80,50 |
| I.D. 10 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, ohne Cuff | 3516572 | 80,50 |
| I.D. 11 | 1 Stk Tracheoflex, kurz, ohne Cuff | 3516589 | 80,50 |

TRACHEOFIX TF

Tracheostomie-Tubus-Set, steril, bestehend aus: 2 Innenkanülen (Niedrigprofilansatz/15 mm Konnektor), Fixierring, Hustenkappe, Einführhilfe, Komforthalteband, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.
HMV-Nr.: 12.24.02.2048



| | | | |
|--|----------------------------|---------|-------|
| | 1 Stk Tracheofix-Tubus-Set | 4164589 | 84,73 |
| | 1 Stk Tracheofix-Tubus-Set | 4164595 | 84,73 |
| | 1 Stk Tracheofix Tubus-Set | 4164603 | 84,73 |
| | 1 Stk Tracheofix Tubus-Set | 4164626 | 84,73 |

TRACHEOFIX TFP

Tracheostomie-Tubus-Set, Phonation, steril, bestehend aus: 4 Innenkanülen (Niedrigprofilansatz mit/ohne Phonation/15 mm Konnektor mit/ohne Phonation), Fixierringe, Hustenkappe, Sprechventil mit O2-Adapter, Einführhilfe, Komforthalteband, - wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.
HMV-Nr.: 12.24.03.1056



| | | | |
|----------|------------------------------|---------|-------|
| I.D. 7 | 1 Stk Tracheostomietubus-Set | 4164632 | 89,16 |
| I.D. 8,5 | 1 Stk Tracheostomietubus-Set | 4164649 | 89,16 |
| I.D. 10 | 1 Stk Tracheostomietubus-Set | 4164655 | 89,16 |
| I.D. 11 | 1 Stk Tracheostomietubus-Set | 4164661 | 89,16 |

5. Tracheostomieversorgung

Beatmungskanülen mit Cuff

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:


PZN

AEP €

BIESALSKI: TRACHEOSTOMIEKANÜLE, STERIL

mit 2 Innenkanülen, mit Einführhilfe, Sprechventil, Konnektor, Hustenkappe und Halteband, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.

HMV-Nr.: beantragt



| | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| 1 Stk Biesalski Tracheo Kanüle Gr 4 | 3519582 | 37,80 |
| 1 Stk Biesalski Tracheo Kanüle Gr 5 | 3519599 | 37,80 |
| 1 Stk Biesalski Tracheo Kanüle Gr 6 | 3519607 | 37,80 |
| 1 Stk Biesalski Tracheo Kanüle Gr 7 | 3519613 | 37,80 |
| 1 Stk Biesalski Tracheo Kanüle Gr 8 | 3519636 | 37,80 |
| 1 Stk Biesalski Tracheal Kanüle Gr 9 | 3519642 | 37,80 |
| 1 Stk Biesalski Tracheo Kanüle Gr 10 | 3519659 | 37,80 |
| 1 Stk Biesalski Tracheo Kanüle Gr 11 | 3519665 | 37,80 |
| 1 Stk Biesalski Tracheo Kanüle Gr 12 | 3519671 | 37,80 |
| 1 Stk Biesalski Tracheo Kanüle Gr 13 | 3519688 | 37,80 |

SAFETYFLEX: TRACHEOSTOMIEKANÜLE

mit NIEDERDRUCKCUFF, aus RÜSCHELIT, ohne Edelstahlspirale, mit stufenlos verstellbarer Halteplatte und aufgeschobenem Konnektor, Größen 7,0 bis 11,0 mm Innendurchmesser, zum Einmalgebrauch



| | | |
|--|---------|-------|
| 1 Stk Safetyflex Tracheo Kanüle mit Cuff Gr 7 | 3521780 | 28,80 |
| 1 Stk Safetyflex Tracheo Kanüle mit Cuff Gr 8 | 3521834 | 28,80 |
| 1 Stk Safetyflex Tracheo Kanüle mit Cuff Gr 9 | 3521892 | 28,80 |
| 1 Stk Safetyflex Tracheo Kanüle mit Cuff Gr 10 | 3521917 | 28,80 |
| 1 Stk Safetyflex Tracheo Kanüle mit Cuff Gr 11 | 3522147 | 28,80 |

CRYSTALCLEAR: TRACHEOSTOMIEKANÜLE

mit NIEDERDRUCKCUFF, mit drehbarem Konnektor und eingeschobenem Obturator, Größen 3,5 bis 10,0 mm Innendurchmesser, zum Einmalgebrauch



| | | | |
|----------|--|---------|-------|
| I.D. 3,5 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522153 | 37,80 |
| I.D. 4 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522199 | 37,80 |
| I.D. 4,5 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522207 | 37,80 |
| I.D. 5 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522213 | 37,80 |
| I.D. 5,5 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522288 | 37,80 |
| I.D. 6 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522408 | 37,80 |
| I.D. 7 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522414 | 37,80 |
| I.D. 7,5 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522420 | 37,80 |
| I.D. 8 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522437 | 37,80 |
| I.D. 9 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522489 | 37,80 |
| I.D. 10 | 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle mit Cuff | 3522495 | 37,80 |

5. Tracheostomieversorgung

Beatmungskanülen mit/ohne Cuff

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

Tracheoflex

mit NIEDERDRUCKCUFF, mit drehbarem Konnektor und eingeschobenem Obturator, Größen 3,5 bis 10,0 mm Innendurchmesser, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.

HMV-Nr.: 12.24.05.0024




| | | |
|----------------------------------|---------|-------|
| 1 Stk Tracheoflex, mit Cuff Gr 7 | 3516744 | 71,40 |
| 1 Stk Tracheoflex, mit Cuff Gr 8 | 3516796 | 71,40 |
| 1 Stk Tracheoflex, mit Cuff Gr 9 | 3516856 | 71,40 |

TRACHEOFLEX:

TRACHEOSTOMIEKANÜLE, mit CUFF, aus RÜSCHELIT mit Edelstahlspirale, stufenlos verstellbarer Halteplatte und eingeklebtem, weißen Konnektor, Größen 7,0 bis 12,0 mm Innendurchmesser, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.

HMV-Nr.: 12.24.05.0023




| | | |
|-----------------------------------|---------|-------|
| 1 Stk Tracheoflex, mit Cuff Gr 7 | 3518329 | 68,40 |
| 1 Stk Tracheoflex, mit Cuff Gr 8 | 3518335 | 68,40 |
| 1 Stk Tracheoflex, mit Cuff Gr 9 | 3518341 | 68,40 |
| 1 Stk Tracheoflex, mit Cuff Gr 10 | 3518358 | 68,40 |
| 1 Stk Tracheoflex, mit Cuff Gr 11 | 3518364 | 68,40 |
| 1 Stk Tracheoflex, mit Cuff Gr 12 | 3518370 | 68,40 |

TRACHEOFLEX:

Tracheostomiekanüle, ohne CUFF, mit Edelstahlspirale und eingeklebtem Konnektor sowie stufenlos verstellbarer Halteplatte, Größen 3,0 bis 10,0 mm Innendurchmesser, wiederaufbereitbar - Einpatientenprodukt.

HMV-Nr.: 12.24.04.0007-



| | | |
|------------------------------------|---------|-------|
| 1 Stk Tracheoflex, ohne Cuff Gr 3 | 3518068 | 46,80 |
| 1 Stk Tracheoflex, ohne Cuff Gr 4 | 3518074 | 46,80 |
| 1 Stk Tracheoflex, ohne Cuff Gr 5 | 3518080 | 46,80 |
| 1 Stk Tracheoflex, ohne Cuff Gr 6 | 3518097 | 46,80 |
| 1 Stk Tracheoflex, ohne Cuff Gr 7 | 3518105 | 46,80 |
| 1 Stk Tracheoflex ohne Cuff Gr 8 | 3518128 | 46,80 |
| 1 Stk Tracheoflex, ohne Cuff Gr 9 | 3518298 | 46,80 |
| 1 Stk Tracheoflex, ohne Cuff Gr 10 | 3518306 | 46,80 |

5. Tracheostomieversorgung

Beatmungskanülen ohne Cuff/Sprechventil

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

CRYSTALCLEAR

Tracheostomiekanüle, ohne CUFF mit drehbarem Konnektor, Größen 3,5 bis 9,0 mm Innendurchmesser, zum Einmalgebrauch



| | | |
|---|---------|-------|
| 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle ohne Cuff | 3522621 | 28,80 |
| 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle ohne Cuff | 3522704 | 28,80 |
| 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle ohne Cuff | 3522733 | 28,80 |
| 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle ohne Cuff | 3522756 | 28,80 |
| 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle ohne Cuff | 3522762 | 28,80 |
| 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle ohne Cuff | 3522779 | 28,80 |
| 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle ohne Cuff | 3522785 | 28,80 |
| 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle ohne Cuff | 3522791 | 28,80 |
| 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle ohne Cuff | 3522839 | 28,80 |
| 1 Stk Crystalclear Tracheo Kanüle ohne Cuff | 3522880 | 28,80 |

TPS: Tracheostomie-Platzhalter

spiralarmiert, mehrmals unterbrochen für Längenmodifikation, mit intertrachealer Scheibe aus Silikon und stufenlos verstellbarer Halteplatte, Normkonnektor mit Verschlusskappe aus Silikon, Größen 8,0 und 10,0 mm Innendurchmesser, wiederaufbereitbar



| | | |
|--------------------------------|---------|--------|
| 1 Stk Tracheostoma-Platzhalter | 3517519 | 149,40 |
| 1 Stk Tracheostoma-Platzhalter | 3517531 | 149,40 |

TRACHEO-QUICK:


Notfall-Koniotomie Set, steril, zum Einmalgebrauch, bestehend aus konischer Koniotomienadel aus Edelstahl mit aufgeschobener Kanüle, Skalpell, Einwegspritze sowie Verbindungsschlauch aus Silikon



| | | |
|--|---------|--------|
| 1 Stk Tracheoquick für Kinder, Notfall | 0221882 | 174,88 |
| 1 Stk Tracheoquick für Kinder, Notfall | 0221899 | 174,88 |

SPRECHVENTIL: nach LUBBERS, STERIL

für alle Tracheostomiekanülen mit 15 mm Konnektor, wiederaufbereitbar in Dampf



| | | |
|---|---------|-------|
| 2 Stk Sprechventil nach Lubbers 1 Größe | 3522986 | 12,24 |
|---|---------|-------|

5. Tracheostomieversorgung

Sprechventil und Zubehör

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

SPRECHVENTIL: nach LUBBERS

steril, für Biesalski Kanülen, wiederaufbereitbar in Dampf

| | | |
|-------------------------------------|---------|------|
| 2 Stk Sprechventil nach Lubbers für | 3523000 | 8,28 |
| 2 Stk Sprechventil nach Lubbers für | 3523017 | 8,28 |
| 2 Stk Sprechventil nach Lubbers für | 3523023 | 8,28 |

AQUA+TS

mit Sauerstoffport und geschlitzter Silikonmembran



| | | |
|--------------------------------------|---------|--------|
| 30 Stk Aqua+ TS, künstliche Nase für | 1609677 | 187,50 |
|--------------------------------------|---------|--------|

TRACH-VENT

Trach-Vent Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher, Trach-Vent und Zubehör (Trach-Vent Halter und Oxy-Vent) sind speziell für spontan atmende, intubierte und tracheotomierte Patienten entwickelt worden.

| | | |
|--|---------|--------|
| 50 Stk Trach-Vent, steril | 2814209 | 269,50 |
| 50 Stk Trach-Vent, Clean packed | 0224515 | 264,00 |
| 10 Stk Oxy-Vent, mit Schlauch | 0224478 | 136,40 |
| 20 Stk Oxy-Vent, ohne Schlauch | 0224484 | 153,00 |
| 30 Stk Trach-Vent Halter, zum Gebrauch | 0224509 | 215,10 |
| 6 Stk Trach-Vent, Starter- Kit | 0224521 | 249,66 |

TRACH-VENT+

Trach-Vent+ Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher. Trach-Vent+ ist das Synonym für exzellente Befeuchtung, speziell für spontan atmende, intubierte und tracheotomierte Patienten.



| | | |
|--|---------|--------|
| 50 Stk Trach Vent + Künstl. Nase | 2099155 | 288,50 |
| 50 Stk Trach-Vent+, mit integriertem | 0224449 | 283,00 |
| 10 Stk Oxy-Tube, Sauerstoffleitung 210 | 0224490 | 31,30 |
| 10 Stk Trach-Vent+ und Oxy-Tube, mit O2- | 0226359 | 85,20 |

SPRECHVENTIL

für 15 mm Konnektoren, mit O²-Adapter

| | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| 2 Stk Tracheofix Sprechventil mit O2- | 4164951 | 13,58 |
|---------------------------------------|---------|-------|

Velcro Halteband

für Erwachsene, blau, clean packed, zum Einmalgebrauch



| | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| 10 Stk Halteband Erwachsene unsteril | 1241421 | 54,00 |
|--------------------------------------|---------|-------|

5. Tracheostomieversorgung

Zubehör/Innenkanülen Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.: PZN AEP €

TRACH-SOFT plus

Halteband für Kinder, mit Klettverschluss, einteilig, weiß, zum Einmalgebrauch



| Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.: | PZN | AEP € |
|---|---------|-------|
| 13 cm 10 Stk Trach-Soft plus, Halteband für | 0245902 | 65,60 |
| 15 cm 10 Stk Trach-Soft plus, Halteband für | 0245919 | 65,60 |
| 18 cm 10 Stk Trach-Soft plus, Halteband für | 1241438 | 65,60 |

TRACH-SOFT plus

Halteband für Erwachsene, mit Klettverschluss, einteilig, weiß, zum Einmalgebrauch

| | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| 10 Stk Trach-Soft plus, Halteband für | 1241473 | 66,70 |
|---------------------------------------|---------|-------|

TRACH-SOFT Standard

für Erwachsene, mit Haken, einteilig, weiß, zum Einmalgebrauch

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------|-------|
| 10 Stk Tracheo-Soft Halteband | 968666 | 1241496 | 65,60 |
|-------------------------------|--------|---------|-------|

Reinigungsbürste mit Wollbüschel wiederaufbereitbar



| | | |
|---|---------|-------|
| 10 Stk Reinigungsbürste 10 mm | 1570567 | 30,60 |
| 10 Stk Reinigungsbürste mit Wollbüschel | 1570573 | 30,60 |

Innenkanüle für Tracheofix

mit Niederprofilansatz und Fixiererring, Phonation, steril

| | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|-------|
| I.D. 7 | 10 Stk Tracheofix Innenkanüle mit | 4164891 | 47,30 |
| I.D. 8,5 | 10 Stk Tracheofix Innenkanüle mit | 4164916 | 47,30 |
| I.D. 10 | 10 Stk Tracheofix Innenkanüle mit | 4164922 | 47,30 |
| I.D. 11 | 10 Stk Tracheofix Innenkanüle mit | 4164939 | 47,30 |

Innenkanüle für Tracheofix

mit Niederprofilansatz und Fixiererring, steril

| | | | |
|--------|----------------------------|---------|------|
| ND 7 | Tracheofix Innenkanüle mit | 4164804 | 3,78 |
| ND 8,5 | Tracheofix Innenkanüle mit | 4164810 | 3,78 |
| ND 10 | Tracheofix Innenkanüle mit | 4164827 | 3,78 |
| ND 11 | Tracheofix Innenkanüle mit | 4164833 | 3,78 |

5. Tracheostomieversorgung

Innenkanülen und Zubehör

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

Innenkanüle für Tracheofix

mit 15 mm Konnektor und Fixierring, Phonation, steril

| | | | |
|----------|--------------------------------|---------|-------|
| Pho. 7 | 10 Stk Tracheofix Innenkanüle, | 4164856 | 49,50 |
| Pho. 8,5 | 10 Stk Tracheofix Innenkanüle, | 4164862 | 49,50 |
| Pho. 10 | 10 Stk Tracheofix Innenkanüle, | 4164879 | 49,50 |
| Pho. 11 | 10 Stk Tracheofix Innenkanüle, | 4164885 | 49,50 |

Innenkanüle für Tracheofix

mit 15 mm Konnektor und Fixierring, steril

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------|------|
| | 1 Stk Tracheofix Innenkanüle Gr 7,0 | 4164750 | 3,94 |
| | 1 Stk Tracheofix Innenkanüle Gr 8,5 | 4164767 | 3,94 |
| | 1 Stk Tracheofix Innenkanüle Gr 10,0 | 4164773 | 3,94 |
| | 1 Stk Tracheofix Innenkanüle Gr 11,0 | 4164796 | 3,94 |

Verschlussklappe

zur Entwöhnung

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------|-------|
| | 4 Stk Tracheofix Verschlussklappe zur | 4164945 | 10,52 |
|--|---------------------------------------|---------|-------|

Innenkanüle für Tracheoflex

kurz, steril, zum Einmalgebrauch

| | | | |
|--|--|---------|-------|
| | 1 Stk Innenkanüle, Tracheoflex, kurz Gr 6 | 3523052 | 10,89 |
| | 1 Stk Innenkanüle, Tracheoflex, kurz Gr 7 | 3523069 | 10,89 |
| | 1 Stk Innenkanüle, Tracheoflex, kurz Gr 8 | 3523075 | 10,89 |
| | 1 Stk Innenkanüle, Tracheoflex, kurz Gr 9 | 3523945 | 10,89 |
| | 1 Stk Innenkanüle, Tracheoflex, kurz Gr 10 | 3523980 | 10,89 |

Weitere Produkte und Größen von **RÜSCHCARE** sind auf Anfrage erhältlich!