



## 2. Wundversorgung

### Wundauflagen

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €



#### Askina SilNet

transparente, silikonbeschichtete Wundauflage  
Askina SilNet ist eine transparente, hypoallergene Wundauf-  
lage, die dank der Silikonbeschichtung nicht mit der  
Wunde verklebt und den Durchtritt des Wundexsudates  
in den Sekundärverband erlaubt.

10 Stk Askina Silnet 10 cm x 7,5 cm	5495957	49,00
-------------------------------------	---------	-------

#### Askina Silk

sichere Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen und  
optimale Hautfreundlichkeit. Zur Fixierung von Wundver-  
bänden aller Art, z.B. Askina Pad, Askina Mullkompres-  
sen. Befestigung von Kathetern, Sonden und Punktions-  
bestecken.

12 Stk Askina Silk 2,5 cm x 9,1 m	7429976	46,92
-----------------------------------	---------	-------



#### Askina Soft

steril elastischer Wundverband aus atmungsaktivem  
Vliesstoff, paßt sich den Körperkonturen an. Nichthaften-  
de Askina Pad-Wundauflage ermöglicht schmerzarmen  
Verbandwechsel und eine extrem hohe Saugfähigkeit.  
Sichere Fixierung durch hautfreundlichen Acrylatkleber.

50 Stk Askina Soft 5 x 7,5 cm	8711137	16,40
-------------------------------	---------	-------

50 Stk Askina Soft 9 x 5 cm	6645896	18,35
-----------------------------	---------	-------

#### Askina Mullkompressen

Mullkompressen aus Verbandmull mit eingeschlagenen  
Schnittkanten, 100 % chlorfrei gebleicht. DIN 61630 -  
MV 17, Ph. Eur, 8-fach gelegt, 100 % Baumwolle

25 x 2 Stk Askina Mullkomp. 10 x 10	6874496	5,75
-------------------------------------	---------	------

100 Stk Askina Mullkomp. 10 x 10 cm	6874579	8,45
-------------------------------------	---------	------



#### Askina Pad

saugfähige Vliesstoffkomresse, extrem saugfähige  
Vlieskomresse mit einer wundseitigen, perforierten  
Folie vermeidet das Verkleben der Wunde, polstert die  
Wunde und beschleunigt den Heilungsprozeß durch  
problemlosen Verbandwechsel

100 Stk Askina Pad 10 x10 cm	6647352	31,40
------------------------------	---------	-------

100 Stk Askina Pad 20 x 10 cm	6646068	59,00
-------------------------------	---------	-------

## 2. Wundversorgung

### Wundauflagen

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €



#### Askina Pad S

gebrauchsfertige Schlitzkomresse, nichthaftend, steril, mit Schlitz- und Lochstanzung, Lochdurchmesser 4,1 - 11 mm, für CH. 9-30

30 Stk Askina Pad S 7,5 x 7,5 cm 0323542 11,81

#### Askina Brauncel

Zellstofftupfer von der Rolle, aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach DAB, Tupfergröße: 4 x 5 cm, gebrauchsfertig vorgestanzt, einfach und sauber abzureißen, stark saugfähig und formstabil

2 x 500 Stk Askina Brauncel Tupfer 6874728 6,00

#### Askina Grip

die dauerelastische Stützschlauchbandage, wasch- und sterilisierbar, ca. 80 % Baumwolle, ca. 20 % mit Nylon umspinnene Gummifäden Größe C: Arm-/ Unterschenkel (mittel) Größe D: Arm/Unterschenkel (groß) Größe E: Bein/Oberschenkel (klein)/Arm (kräftig)

1 Stk Rolle Askina Grip 6,75 cm 7286436 72,05

1 Stk Rolle Askina Grip 7,5 cm 7286442 73,60

1 Stk Rolle Askina Grip 8,75 cm 7288464 86,80



#### Askina Foam

zweilagige, nichthaftende Schaumstoffwundauflage, bestehen aus - einer hydrophilen, atmungsaktiven, hochabsorbierenden Schicht aus Polyurethanschaum - einem transparenten, dampfdurchlässigen Polyurethanfilm, der für Wasser und Bakterien undurchlässig ist und sich durch einen optimalen MVTR-Wert auszeichnet (1.741 g/qm/24 Std.)

10 Stk Askina Foam 5 x 7 cm 2192707 45,00

5 Stk Askina Foam 20 x 20 cm 2243646 102,50



#### Askina Gel

Hydrogel-Wundauflage für ein autolytisches Debriment kristallklares, visköses, steriles Gel, das den körpereigenen Wundreinigungsmechanismus unterstützt. Askina Gel schafft feuchte Wundverhältnisse, welche die Heilung fördert.

5 Tuben Askina Gel 15g 0755129 32,50



#### Askina Heel

der einzige anatomisch geformte Fersenverband mit gleichzeitigem Schutz des Innen- und Außenknöchels

5 Stk Askina Heel 0009308 76,00

## 2. Wundversorgung

### Wundauflagen

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €



#### Askina Sorb Tamponade

die formstabile Alginat-Wundauflage. Die hoch flexible, primäre Wundauflage, bestehend aus 85 % Calciumalginat und 15 % Carboxymethylcellulose, erlaubt eine atraumatisches, schmerzarmes Entfernen in einem Stück.

3 Stk Askina Sorb Cinta 2,7x34 cm	2106S	2258323	27,00
-----------------------------------	-------	---------	-------



#### Askina Transorbent

sterile Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogelbeschichtung bei mäßiger Exsudation. Schützt die Wunde vor äußeren Einflüssen, ist weich und anschmiegsam und passt sich auch schwierigen Körperformen an und ist rückstandlos zu entfernen.


10 Stk Askina Transorbent 5x7cm		4010751	37,50
5 Stk Askina Transorbent 10x10cm		7331183	30,00
5 Stk Askina Transorbent 15x15cm		7331208	61,25



#### Askina Transorbent Sacrum

sterile Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogelbeschichtung bei mäßiger Exsudation. Schützt die Wunde vor äußeren Einflüssen, ist weich und anschmiegsam und passt sich auch schwierigen Körperformen an und ist rückstandlos zu entfernen.

5 Stk Askina Transorbent Border 9x14 cm		0045818	18,25
---	--	---------	-------



#### Sorbsan Plus Kompressen

Calcium-Alginat-Wundauflagen. Sorbsan kann für eine Vielzahl verschiedenartiger nässender Wunden eingesetzt werden - selbst bei bestehender Infektion.

5 Stk Sorbsan Plus 10 x 15 cm	1421N	7446727	73,40
-------------------------------	-------	---------	-------



#### Sorbsan Ribbon

Calcium-Alginat-Tamponaden. Sorbsan kann für eine Vielzahl verschiedenartiger nässender Wunden eingesetzt werden - selbst bei bestehender Infektion.

5 Stk Sorbsan Ribbon 40 cm	1412N	7511548	38,25
----------------------------	-------	---------	-------

## 2. Wundversorgung

### Wundauflagen/Wundspüllösung

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

#### Prontoderm Gel light

kann auf allen Körperflächen eingesetzt werden, auf denen neben der Reinigung eine Keimarmut erforderlich ist, z.B. bei MRE kontaminierten Patienten und Personal.

1 Stk Prontoderm Gel-Light Tube "West" 30 ml 4398264 13,70



#### Prontosan Wundspüllösung

die Lösung für chronische Wunden. Prontosan ist eine sterile, gebrauchsfertige Lösung und entfernt gewebe-schonend Reste von alten Wundauflagen und absorbiert Wundgeruch.

1 Stk Prontosan Wundspüllösung 350 ml 2850062 10,60

Weitere Produkte und Größen von **B.BRAUN** sind auf Anfrage erhältlich!