



## 2. Wundversorgung

### Verbandstoffe/Wundversorgung

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

#### Urgosterile

steriler Wundverband für psotoperative Wunden - quer  
dehnbar rundum klebend, hohe Hautverträglichkeit, weiß

50 Stk Urgosterile Wundv. 100 x 70 mm	7136174	38,20
5 Stk Urgosterile Wundv. 100 x 70 mm	8437050	4,05

#### Optiskin

selbstklebende, transparente, sterile Polyurethan-Folie  
mit Kompresse

50 Stk Optiskin 53 x 70 mm	0663048	28,10
----------------------------	---------	-------

#### Urgoplast Injektionspflaster

für normale Haut - Standard-Pflaster, gute Haftung,  
hautfarben

500 Stk Urgo hautf. Injektplf. 510130	3274028	17,25
---------------------------------------	---------	-------

#### Urgosyval

für empfindliche Haut - längs und quer reißbar, haut-  
freundlich, weiß

12 Stk Urgosyval 9 m x 2,5 cm 511454	0299795	42,50
--------------------------------------	---------	-------

#### Urgoderm Stretch

Klebevlies zur großflächigen Fixierung - hohe Hautver-  
träglichkeit, quer dehnbar, weiß

1 Stk Urgoderm Stretch 10 m x 10cm 505687	3033589	16,90
---	---------	-------

#### Urgomull fein

leichte Fixierbinde - elastisch, feine Webstruktur, weiß

20 Stk Urgomull fein 4 m x 6 cm 510546	7244047	7,57
20 Stk Urgomull fein 4 m x 8 cm 510547	7244053	8,21
100 Stk Mullbinden 4 x 10 cm Fein 510554	8672348	48,34

#### Urgomull

gekräuselt, leichte Fixierbinde - elastische, webkantig,  
weiß

20 Stk Urgo Mullkompressen 4 x 10 cm	3925566	11,95
--------------------------------------	---------	-------

#### Urgomull haft color

kräftige, kohäsive Fixierbinde - hautfreundlich,  
längselastisch, rutschfest, farbig

1 Stk Urgomull Haft blau 20 x 6 cm 510	2400382	8,30
--	---------	------

## 2. Wundversorgung

### Verbandstoffe/Wundversorgung

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

#### Urgo K2

zweilagiges Kompressionssystem

1 OP UrgoK2 Kompr. Sys. Umf. 25-32 in 1 cm	5005189	15,20
1 OP UrgoK2 Kompr. Sys. Umf. 25-32 in 12 cm	5381834	17,35
AP a 6 UrgoK2 Bindenbreite 8 cm 510638	5381840	76,20
AP a 6 UrgoK2 Bindenbreite 8 cm 510650	5381863	81,60
AP a 6 UrgoK2 Bindenbreite 10 cm 510635	1129196	91,20

#### Urgo

elastischer Tapeverband zur Kinesiotherapie - längselastische Klebebinde - farbig

1 Stk Urgo elast. Tapeverband 5 x 5 blau	9175988	9,95
1 Stk Urgo elast. Tapeverband 5 x 5 haut	9176002	9,95

#### Urgo Mullkompressen, unsteril

aus 100 % Baumwolle, 8-fach gelegt

100 Stk Urgo-Mullkompressen 10 x10 cm	6187927	5,05
---------------------------------------	---------	------

#### Urgo-Pad

steril, Saugkomresse

25 Stk Urgo-Pad Kompr. 10 cm x 10cm 511050	1667338	12,10
25 Stk Urgo-Pad Kompr. 10 cm x 20 cm 511051	1667901	16,40

#### Urgo Zellstofftupfer

unsteril - aus hochgebleichtem Zellstoff

2 Rl. Zellstofftupfer 4 x 5 cm 510718	8629909	5,60
---------------------------------------	---------	------

#### URGO HYDROGEL

steriles, klares Feuchtigkeitsgel

10 x 15 Gramm Urgo-Hydrogel 504102	0300015	58,70
5 x 15 g Urgo Hydrogel 591665	2013432	35,60
5 x 15 Gramm Urgo-Hydrogel 514102	1916445	36,95

## 2. Wundversorgung

### Verbandstoffe/Wundversorgung

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

#### URGOSORB

saugfähige Alginatwundauflage mit CMC (nicht haftend)

10 Stk Urgosorb Verb. 5 x 5 cm	501668	7626754	19,40
10 Stk Urgosorb Verb. 10 x 10 cm	501665	7626760	57,10
20 Stk Urgosorb Verb. 10 x 10 cm	521665	1018427	112,10
10 Stk Urgosorb Verb. 10 x 20 cm	501671	1602847	88,80
5 Stk Urgosorb Tamponade 30 cm	504098	7626777	56,60

#### URGOSORB SILVER

antibakterielle, saugfähige Alginatwundauflage mit Silber und CMC (nicht haftend)

10 Stk Urgosorb silver 5 x 5 cm	503005	3120093	23,25
10 Stk Urgosorb silver 10 x 10 cm	503006	3120087	77,90
5 Stk Urgosorb silver 10 x 20 cm	503008	3121230	82,15
5 Stk Urgosorb silver 2,5 x 30 cm	503009	3121247	60,40

#### ALGOPLAQUE

semi-okklusiver Hydrokolloidverband (selbsthaftend)

10 Stk Algoplaque Hydr. 5 x 5 cm	515768	3071325	28,36
10 Stk Algoplaque Hydrokv. 10 x 10 cm	505769	4170408	59,00
20 Stk Algoplaque Hydrokv. 10 x 10 cm	501555	1007547	115,00
5 Stk Algoplaque Hydrokv. 15 x 15 cm	505770	4170420	66,10
5 Stk Algoplaque Hydrokv. 20 x 20 cm	505771	4170437	110,00

#### ALGOPLAQUE Sacrum

semi-okklusiver Hydrokolloidverband mit Kleberand für den Sakralbereich (selbsthaftend)

5 Stk Algoplaque Sacrum 14 x 16 cm	591671	7626748	72,75
------------------------------------	--------	---------	-------

#### ALGOPLAQUE FILM

extra dünner, transparenter, semi-okklusiver Hydrokolloidverband (selbsthaftend)

10 Stk Algoplaque Hydrokv. 5 x 5 cm	515718	3079864	24,30
10 Stk Algoplaque Hydrokv. 5 x 10 cm	505718	7278135	24,80
10 Stk Algoplaque thin 10 x 10 cm	505719	7278106	49,90
10 Stk Algoplaque Hydrokv. 10 x 10 cm	501556	1007553	97,05
5 Stk Algoplaque thin 15 x 15 cm	505721	7278112	48,70

## 2. Wundversorgung

### Verbandstoffe/Wundversorgung

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

#### URGOTÜL SOFT

flexible Gazewundauflage mit Lipidokolloid-Matrix (TLC)  
(nicht haftend), auch zum Tamponieren geeignet

10 Stk Urgotül Soft 10 x 10 cm	503503	3296969	31,70
60 Stk Urgotül Soft 10 x 10 cm	513505	5395345	183,95

#### URGOTÜL

Gazewundauflage mit Lipidokolloid-Matrix (TLC) (nicht  
haftend)

10 Stk Urgotüll 5 x 5 cm	51791	4114203	21,50
120 Stk Urgotüll 5 x 5 cm	527918	1023138	249,80
10 Stk Urgotüll 10 x 10 cm	505822	0879506	31,70
60 Stk Urgotüll 10 x 10 cm	525819	4781951	183,95
120 Stk Urgotüll 10 x 10 cm	515819	3824121	367,10
10 Stk Urgotüll 10 x 40 cm	501304	2859726	110,50
5 Stk Urgotüll 15 x 20 cm	501261	1303010	56,10

#### URGOTÜL COMFORT

Gazewundverband mit Lipidokolloid-Matrix (TLC) und  
Hafrand (selbsthaftend)

10 Stk Urgotüll comfort 5 x 7 cm	501554	1007576	15,24
10 Stk Urgotüll comfort 10 x 7 cm	508963	1595521	22,97

#### URGOTÜL DUO

Gazewundauflage mit Lipidokolloid-Matrix (TLC) und  
Komresse (nicht haftend)

10 Stk Urgotüll Duo 10 x 10 cm	507509	1916439	30,80
10 Stk Urgotüll Duo 10 x 12 cm	507607	0834136	40,70
60 Stk Urgotüll Duo 10 x 12 cm	511563	1916451	234,40
5 Stk Urgotüll Duo 15 x 20 cm	507609	0834142	67,60

#### URGOTÜL S.AG

antibakterielle Gazewundauflage mit Lipidokolloid-Matrix  
(TLC) und Silber-Sulfadiazin (nicht haftend), verschrei-  
bungspflichtiges Medizinprodukt

10 Stk Urgotül S.Ag 10 x 12 cm	507706	1595538	52,40
60 Stk Urgotül S.Ag 10 x 12 cm	517703	4182943	304,00
5 Stk Urgotül S.Ag 15 x 20 cm	507712	1595544	72,45

## 2. Wundversorgung

### Verbandstoffe/Wundversorgung

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

#### URGOTÜL SILVER

antibakterielle Gazewundauflage mit Lipidokolloid-Matrix (TLC) und Silbersalz (nicht haftend)

	10 Stk Urgotül Silver 5 x 5 cm	509360	5046461	35,20
	60 Stk Urgotül Silver 5 x 5 cm	518515	1686904	204,65
	10 Stk Urgotül Silver 10 x 12 cm	507588	4667356	52,00
Spender	60 Stk Urgotül Silver 10 x 12 cm	517590	6607909	301,35
	5 Stk Urgotül Silver 15 x 20 cm	507591	4667362	71,10

#### URGOCELL ADHESIVE CONTACT

selbsthaftende Schaumstoffwundauflage mit mikroadhäsiver Lipidokolloid-Matrix (TLC-Contact) und Haftrand

	10 Stk Urgocell Adh Contact 10 x 10 cm		9008397	65,45
	10 Stk Urgocell Adh Contact 13 x 13 cm		9008405	81,90
	20 Stk Urgocell Adh Contact 13 x 13 cm		9008411	158,50
	10 Stk Urgocell Adh Contact 15 x 20 cm		9008428	165,75
	5 Stk Urgocell Adh Contact 20 x 20 cm		9008463	108,00

#### URGOCELL CONTACT

sanft haftende Schaumstoffwundauflage mit mikroadhäsiver Lipidokolloid-Matrix (TLC-Contact)

	10 Stk Urgocell Contact 6 x 6 cm	503175	1147596	46,25
	10 Stk Urgocell Contact 10 x 12cm	503177	1147604	63,80
	20 Stk Urgocell Contact 10 x 12cm	503178	1147610	123,75
	10 Stk Urgocell Contact 15 x 20cm	503180	1147627	141,00

#### URGOCELL HEEL CONTACT

sanft haftende Schaumstoffwundauflage mit mikroadhäsiver Lipidokolloid-Matrix (TLC-Contact) für die Ferse

	5 Stk Urgocell Heel Contact 12 x 19 cm		1147633	74,70
--	--	--	---------	-------

#### URGOCELL LITE

dünne flexible, sanft haftende Schaumstoffwundauflage mit mikroadhäsiver Lipidokolloid-Matrix (TLC-Contact)

	5 Stk UrgoCell Lite 6 x 6 cm	504910	5500865	15,45
	5 Stk UrgoCell Lite 12 x 10 cm	504911	5500871	30,80

## 2. Wundversorgung

### Verbandstoffe/Wundversorgung

Artikel Bezeichnung/Artikel-Nr.:

PZN

AEP €

#### URGOCELL NON-ADHESIVE

nicht haftende Schaumstoffwundauflage mit Lipidokolloid-Polyester-Matrix (TLC)

10 Stk Urgocell Non-Ad. 10 x 12 cm		4953949	64,30
20 Stk Urgocell Non-Adh. 10 x 12 cm		4954104	125,80
10 Stk Urgocell Non-Adh. 15 x 20 cm		4954110	142,30

#### URGOCELL SILVER

antibakterielle, nicht haftende Schaumstoffwundauflage mit Lipidokolloid-Polyester-Matrix (TLC) und Silbersalz

10 Stk Urgocell Silver 6 x 6 cm	513002	6877394	60,15
20 Stk UrgoCell Silver 6 x 6 cm	513001	2426140	117,70
10 Stk UrgoCell Silver 10 x 12 cm	507592	4667379	99,95
20 Stk UrgoCell Silver 10 x 12 cm	517592	6607890	194,70
5 Stk Urgocell silver 15 x 20 cm	517595	4667385	121,00

#### URGOCELL START

nicht haftende, wundheilungsbeschleunigte Schaumstoffwundauflage mit Lipidokolloid-Polyester-Matrix (TLC) und proteasenneutralisierende NOSF

10 Stk Urgocell Start 6 x 6 cm	508595	0313288	67,90
5 Stk Urgocell Start 10 x 12 cm	519513	9000444	74,15
10 Stk Urgocell Start 10 x 12 cm	509511	3461380	114,15
20 Stk Urgocell Start 10 x 12 cm	519511	6059164	221,40
5 Stk UrgoCell Start 15 x 20 cm	509514	3469766	134,35

#### SANYRÉNE

Pflegeöl zur Dekubitusprophylaxe

10 Stk Sanyrene Pflegeöl 20 ml	502574	3488982	11,90
10 Stk Sanyrene Pflegeöl 50 ml	505169	4412366	22,25

#### Kochsalzlösung

sterile physiologische Natriumchloridlösung (0,9 %) zur Wundreinigung

150 ml Spray Kochsalzlösung	512600	4954162	7,50
-----------------------------	--------	---------	------

#### Urgo Kinderpflaster

wasserfeste Strips - hohe Hautverträglichkeit, mit farbigen Motiven

10 Strips Urgo Kinderpflaster Clown		0556849	1,40
10 Strips Urgo Kinderpflaster Indianer		0556832	1,40
10 Strips Urgo Kinderpflaster Teddy		0102901	1,40

Weitere Produkte und Größen von **URGO** sind auf Anfrage erhältlich!